

Коническое соединение  
Каталог продукции

Компания MIS стремится к тому, чтобы ее продукция всегда была предпочтительным выбором стоматологов во всем мире. Благодаря творческому мышлению, энтузиазму и упорству при сохранении своих основных ценностей компания MIS Implants Technologies Ltd. превратилась в инновационный центр знаний, продолжая стремиться к совершенствованию.

В этом каталоге вы найдете полный ассортимент имплантатов MIS, соответствующих ортопедических компонентов и инструментов, а также регенеративные материалы.

Система качества MIS соответствует требованиям международных стандартов качества: ISO 13485:2016 - Система управления качеством медицинских изделий и Директива 93/42/ЕЕС для медицинских изделий. Обратите внимание на то, что не все продукты зарегистрированы или доступны в каждой стране/регионе.



Дополнительная информация может быть добавлена к описанию продукции без предварительного уведомления.  
©MIS Implants Technologies Ltd. Все права защищены.



# Коническое соединение

## Каталог продукции

# СОДЕРЖАНИЕ



4 - 24.

## СИСТЕМЫ ИМПЛАНТАТОВ

|                |    |
|----------------|----|
| V3             | 6  |
| C1             | 14 |
| B+ Поверхность | 22 |
| LINK           | 24 |



25 - 60.

## НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Маркирующие фрезы                                             | 28 |
| Фреза-пилот, внешнее охлаждение                               | 29 |
| Формирующие фрезы,<br>внешнее охлаждение                      | 30 |
| Профильные фрезы                                              | 31 |
| V3 Имплантоводы                                               | 32 |
| C1 Имплантоводы                                               | 34 |
| Хирургические инструменты                                     | 36 |
| Ортопедические инструменты                                    | 38 |
| Хирургический набор для конического<br>соединения             | 41 |
| Набор фрез для имплантатов<br>с коническим соединением        | 46 |
| Набор костных римеров                                         | 47 |
| Набор стоперов для фрез,<br>стандартная платформа             | 48 |
| Набор стоперов для фрез, деление<br>по глубине препарирования | 49 |
| Компрессионный набор                                          | 50 |
| Набор остеотомов для синус-лифтинга                           | 52 |
| Набор остеотомов со стоперами<br>для компрессии кости         | 53 |
| Ортопедический набор                                          | 54 |
| Набор-держатель абатментов                                    | 57 |
| Цемент для фиксации коронок на абатментах                     | 58 |
| Физиодиспенсер                                                | 59 |



62 - 97.

#### ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Аналоги и слепочные трансферы                      | 62 |
| Временные абатменты                                | 64 |
| Система CONNECT                                    | 66 |
| Система Multi-Unit                                 | 71 |
| Пластиковые абатменты с основанием из сплава       | 74 |
| Абатменты EZ-Base                                  | 75 |
| Титановые основания для CAD-CAM, Ti-Base           | 76 |
| Набор сканируемых абатментов                       | 78 |
| Цифровые аналоги для стереолитографических моделей | 79 |
| Титановые заготовки (премилы)                      | 80 |
| Титановые абатменты для цементной фиксации         | 81 |
| Стандартные абатменты                              | 83 |
| СРК - Ортопедический сет                           | 84 |
| Система абатментов LOCKiT                          | 87 |
| Комплект OT-Equator                                | 90 |
| Система шаровидного абатмента                      | 92 |
| Балочная система                                   | 94 |



98 - 111.

#### MGUIDE

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Демонстрационный хирургический шаблон                | 98  |
| Набор MGUIDE для установки имплантатов               | 99  |
| Набор MGUIDE для установки имплантатов, узкая втулка | 104 |
| Набор фрез MGUIDE 16мм                               | 107 |



112 - 117.

#### РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

|           |     |
|-----------|-----|
| 4MATRIX+  | 112 |
| BONDBONE  | 113 |
| 4BONE BCH | 114 |
| 4BONE RCM | 115 |



118 - 125.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Фреза-пилот, внешнее охлаждение       | 118 |
| Формирующие фрезы, внешнее охлаждение | 119 |
| Ортопедические компоненты             | 120 |
| Состав сплавов                        | 121 |



126 - 133.

#### ИНДЕКСЫ



## СИСТЕМЫ ИМПЛАНТАТОВ


Компания MIS с гордостью предлагает широкий ассортимент имплантационных систем, обеспечивающих простые решения для разнообразных клинических сценариев, от простейших до самых сложных. Наши имплантаты являются результатом процесса научных исследований и разработок высокого уровня; имплантационная система проста, но в то же время обеспечивает расширенную функциональность и дополнительные возможности. Имплантаты MIS изготовлены из биосовместимого медицинского титанового сплава и имеют поверхность самого высокого качества. Они подвергаются как пескоструйной обработке, так и кислотному травлению, что обеспечивает исключительную чистоту и длительную остеоинтеграцию.





Системы имплантатов

Имплантат V3  
Ø3.30мм  
Узкая платформа



Винт-заглушка и  
формирователи десны:



CN-H0333  
CN-H0433  
CN-H0533  
CN-H0633  
CN-H0833



CN-HS340  
CN-HS440  
CN-HS540  
CN-HS640  
CN-HS840



CN-HA248  
CN-HA348  
CN-HA448  
CN-HA548  
CN-HA648  
CN-HA848




Винт-заглушка

| № в кат.                                                                                   | Размеры (мм)    | Описание                                               | Материал                         | Комплектация                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  V3-10330 | Ø3.30<br>L=10   | Имплантат V3 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  V3-11330 | Ø3.30<br>L=11.5 | Имплантат V3 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  V3-13330 | Ø3.30<br>L=13   | Имплантат V3 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  V3-16330 | Ø3.30<br>L=16   | Имплантат V3 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |

L = Длина


## Ø3.30мм Процедура имплантации








Системы имплантатов

Имплантат V3  
Ø3.90 мм  
Стандартная  
платформа



Винт-заглушка и  
формирователи десны:






|                                                                                    | № в кат. | Размеры (мм)    | Описание                                                     | Материал                         | Комплектация                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | V3-08390 | Ø3.90<br>L=8    | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|   | V3-10390 | Ø3.90<br>L=10   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|   | V3-11390 | Ø3.90<br>L=11.5 | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|   | V3-13390 | Ø3.90<br>L=13   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-16390 | Ø3.90<br>L=16   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |

L = Длина



### Ø3.90мм Процедура имплантации





Системы имплантатов

Имплантат V3  
Ø4.30 мм  
Стандартная  
платформа



Винт-заглушка и  
формирователи десны:



CS-H0339  
CS-H0439  
CS-H0539  
CS-H0639  
CS-H0839



CS-HS248  
CS-HS348  
CS-HS448  
CS-HS548  
CS-HS648  
CS-HS848



VS-HS358  
VS-HS458  
VS-HS558  
VS-HS658  
VS-HS858




Винт-заглушка

|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм)    | Описание                                                     | Материал                         | Комплектация                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | V3-08430 | Ø4.30<br>L=8    | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-10430 | Ø4.30<br>L=10   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-11430 | Ø4.30<br>L=11.5 | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-13430 | Ø4.30<br>L=13   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-16430 | Ø4.30<br>L=16   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |

L = Длина



### Ø4.30мм Процедура имплантации

|                                    |                                                                                      |         |       |         |         | ТИПЫ КОСТИ      |                 | Рекомендуемое усилие: 60Нсм |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Скорость вращения фрезы (об./мин.) | 800-1000                                                                             | 600-800 |       | 450-650 | 350-550 | Твердая 1 и 2   | Мягкая 3 и 4    |                             |
|                                    | 200-400                                                                              | 200-400 |       |         |         | Финальная фреза | Финальная фреза |                             |
| Диаметр                            | Ø1.90                                                                                | Ø2.40   | Ø2.40 | Ø3      | Ø3.50   | Ø3.50           |                 | Ø4.30                       |
|                                    |  |         |       |         |         |                 |                 |                             |






Системы имплантатов

Имплантат V3  
Ø5 мм  
Стандартная  
платформа




Винт-заглушка и  
формирователи десны:



|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                     | Материал                         | Комплектация                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | V3-08500 | Ø5<br>L=8    | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-10500 | Ø5<br>L=10   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-11500 | Ø5<br>L=11.5 | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-13500 | Ø5<br>L=13   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-16500 | Ø5<br>L=16   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |

L = Длина

## Ø5мм Процедура имплантации





**i** Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 11.5 мм.  
Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.




Системы имплантатов

Имплантат C1  
Ø3.30мм  
Узкая платформа



Винт-заглушка и  
формирователи десны:



CN-H0333  
CN-H0433  
CN-H0533  
CN-H0633  
CN-H0833



CN-HS340  
CN-HS440  
CN-HS540  
CN-HS640  
CN-HS840



CN-HA248  
CN-HA348  
CN-HA448  
CN-HA548  
CN-HA648  
CN-HA848



Винт-заглушка

|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм)    | Описание                                               | Материал                         | Комплектация                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | C1-10330 | Ø3.30<br>L=10   | Имплантат C1 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|  | C1-11330 | Ø3.30<br>L=11.5 | Имплантат C1 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|  | C1-13330 | Ø3.30<br>L=13   | Имплантат C1 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|  | C1-16330 | Ø3.30<br>L=16   | Имплантат C1 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |

L = Длина

## Ø3.30мм Процедура имплантации










Системы имплантатов

Имплантат C1  
Ø3.75 мм  
Стандартная  
платформа



Винт-заглушка и  
формирователи десны:



CS-H0339  
CS-H0439  
CS-H0539  
CS-H0639  
CS-H0839



CS-HS248  
CS-HS348  
CS-HS448  
CS-HS548  
CS-HS648  
CS-HS848




VS-HS358  
VS-HS458  
VS-HS558  
VS-HS658  
VS-HS858




Винт-заглушка



|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм)    | Описание                                                     | Материал                         | Комплектация                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   | C1-08375 | Ø3.75<br>L=8    | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|   | C1-10375 | Ø3.75<br>L=10   | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|   | C1-11375 | Ø3.75<br>L=11.5 | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|   | C1-13375 | Ø3.75<br>L=13   | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|  | C1-16375 | Ø3.75<br>L=16   | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |

L = Длина

### Ø3.75 мм Процедура имплантации





**i** Финальная фреза не используется для 4 типа кости. Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм. Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.




Системы имплантатов

Имплантат C1  
Ø4.20 мм  
Стандартная  
платформа




Винт-заглушка и  
формирователи десны:



|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм)    | Описание                                                     | Материал                         | Комплектация                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   | C1-08420 | Ø4.20<br>L=8    | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|   | C1-10420 | Ø4.20<br>L=10   | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|   | C1-11420 | Ø4.20<br>L=11.5 | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|   | C1-13420 | Ø4.20<br>L=13   | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|  | C1-16420 | Ø4.20<br>L=16   | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |

L = Длина



## Ø4.20 мм Процедура имплантации





Системы имплантатов

Имплантат C1  
Ø5 мм  
Широкая  
платформа



Винт-заглушка и  
формирователи десны:



CW-HA263  
CW-HA363  
CW-HA563



CW-HS355  
CW-HS455  
CW-HS555  
CW-HS655




Винт-заглушка

|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                 | Материал                         | Комплектация                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   | C1-08500 | Ø5<br>L=8    | Имплантат C1 с коническим соединением, широкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|   | C1-10500 | Ø5<br>L=10   | Имплантат C1 с коническим соединением, широкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|   | C1-11500 | Ø5<br>L=11.5 | Имплантат C1 с коническим соединением, широкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|   | C1-13500 | Ø5<br>L=13   | Имплантат C1 с коническим соединением, широкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|  | C1-16500 | Ø5<br>L=16   | Имплантат C1 с коническим соединением, широкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |

L = Длина

## Ø5мм Процедура имплантации





**i** Финальная фреза не используется для 4 типа кости. Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм. Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.



Системы имплантатов

Имплантаты с  
поверхностью B+



|                                                                                    | № в кат.  | Размеры (мм)  | Описание                                                        | Материал                         | Комплектация                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | V3B-10330 | Ø3.30, L=10   | Имплантат V3 B+ с коническим соединением, узкая платформа       | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза                            |
|                                                                                    | V3B-11330 | Ø3.30, L=11.5 |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | V3B-13330 | Ø3.30, L=13   |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | V3B-16330 | Ø3.30, L=16   |                                                                 |                                  |                                                             |
|    | V3B-08390 | Ø3.90, L=8    | Имплантат V3 B+ с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза                            |
|                                                                                    | V3B-10390 | Ø3.90, L=10   |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | V3B-11390 | Ø3.90, L=11.5 |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | V3B-13390 | Ø3.90, L=13   |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | V3B-16390 | Ø3.90, L=16   |                                                                 |                                  |                                                             |
|    | V3B-08430 | Ø4.30, L=8    | Имплантат V3 B+ с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза                            |
|                                                                                    | V3B-10430 | Ø4.30, L=10   |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | V3B-11430 | Ø4.30, L=11.5 |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | V3B-13430 | Ø4.30, L=13   |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | V3B-16430 | Ø4.30, L=16   |                                                                 |                                  |                                                             |
|    | V3B-08500 | Ø5, L=8       | Имплантат V3 B+ с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза                            |
|                                                                                    | V3B-10500 | Ø5, L=10      |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | V3B-11500 | Ø5, L=11.5    |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | V3B-13500 | Ø5, L=13      |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | V3B-16500 | Ø5, L=16      |                                                                 |                                  |                                                             |
|   | C1B-10330 | Ø3.30, L=10   | Имплантат C1 B+ с коническим соединением, узкая платформа       | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|                                                                                    | C1B-11330 | Ø3.30, L=11.5 |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | C1B-13330 | Ø3.30, L=13   |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | C1B-16330 | Ø3.30, L=16   |                                                                 |                                  |                                                             |
|  | C1B-08375 | Ø3.75, L=8    | Имплантат C1 B+ с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|                                                                                    | C1B-10375 | Ø3.75, L=10   |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | C1B-11375 | Ø3.75, L=11.5 |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | C1B-13375 | Ø3.75, L=13   |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | C1B-16375 | Ø3.75, L=16   |                                                                 |                                  |                                                             |
|  | C1B-08420 | Ø4.20, L=8    | Имплантат C1 B+ с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|                                                                                    | C1B-10420 | Ø4.20, L=10   |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | C1B-11420 | Ø4.20, L=11.5 |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | C1B-13420 | Ø4.20, L=13   |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | C1B-16420 | Ø4.20, L=16   |                                                                 |                                  |                                                             |
|  | C1B-08500 | Ø5, L=8       | Имплантат C1 B+ с коническим соединением, широкая платформа     | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|                                                                                    | C1B-10500 | Ø5, L=10      |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | C1B-11500 | Ø5, L=11.5    |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | C1B-13500 | Ø5, L=13      |                                                                 |                                  |                                                             |
|                                                                                    | C1B-16500 | Ø5, L=16      |                                                                 |                                  |                                                             |



L = Длина





Системы имплантатов

LINK -  
Ортодонтический  
имплантат





|                                                                                     | № в кат.  | Размеры (мм)  | Описание                                                             | Материал                         | Комплектация |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|    | MG2-06160 | Ø1.60<br>L=6  | Ортодонтический имплантат                                            | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|    | MG2-08160 | Ø1.60<br>L=8  | Ортодонтический имплантат                                            | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|    | MG2-10160 | Ø1.60<br>L=10 | Ортодонтический имплантат                                            | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|    | MG2-12160 | Ø1.60<br>L=12 | Ортодонтический имплантат                                            | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|    | MT-TDO01  | Ø1<br>L=28    | Фреза-пилот                                                          | Нержавеющая<br>сталь             |              |
|  | MT-SCD20  | L=28          | Короткая крестовая насадка для установки ортодонтических имплантатов | Нержавеющая<br>сталь             |              |
|  | MT-LCD20  | L=54          | Длинная крестовая насадка для установки ортодонтических имплантатов  | Нержавеющая<br>сталь             |              |
|  | MT-MSD20  | L=140         | Универсальная ручка держатель                                        | Нержавеющая<br>сталь + Алюминий  |              |

L = Длина



## НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

MIS предлагает широкий спектр хирургических инструментов для обеспечения комфортности и точности всех хирургических манипуляций. Ассортимент продукции включает широкий спектр фрез, глубиномеров, ключей, в том числе реверсивных, и адаптеров для микромотора.

Каждый хирургический набор имеет интуитивно понятную навигацию хирургических протоколов. Все хирургические наборы MIS объединяет: удобная эргономика, максимальная функциональность и высокое качество изготовления.





Наборы и инструменты

Маркирующие  
фрезы



| № в кат.                                                                                     | Размеры (мм)  | Описание                          | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  MT-SMD10 | L=30          | Пикообразная маркирующая фреза    | Нержавеющая сталь |   |
|  MT-PDM24 | Ø2.40<br>L=32 | Позиционирующая фреза             | Нержавеющая сталь |   |
|  MT-PD440 | Ø4<br>L=32.7  | Позиционирующая фреза со стопером | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина



Наборы и инструменты

## Фреза-пилот, внешнее охлаждение



|  | № в кат. | Размеры (мм)        | Описание                                                        | Материал          | Поставка |
|--|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  | СТ-P2408 | Ø2.40/2.0<br>L=28   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 8 мм             | Нержавеющая сталь |          |
|  | СТ-P2410 | Ø2.40/2.0<br>L=28   | Фреза-пилот со встроенным стопером для имплантатов длиной 10 мм | Нержавеющая сталь |          |
|  | СТ-P2411 | Ø2.40/2.0<br>L=33   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 11.5 мм          | Нержавеющая сталь |          |
|  | СТ-P2413 | Ø2.40/2.0<br>L=33   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 13 мм            | Нержавеющая сталь |          |
|  | СТ-P2416 | Ø2.40/2.0<br>L=37.5 | Фреза-пилот для имплантатов 16 мм                               | Нержавеющая сталь |          |

L = Длина



Наборы и инструменты

Формирующие  
фрезы, внешнее  
охлаждение




| № в кат.                                                                                    | Размеры (мм)      | Описание                              | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  CT-TDC30 | Ø3/2.40<br>L=37.5 | Формирующая фреза, внешнее охлаждение | Нержавеющая сталь |   |
|  CT-TDC35 | Ø3.50/3<br>L=37.5 | Формирующая фреза, внешнее охлаждение | Нержавеющая сталь |   |
|  CT-TDC40 | Ø4/3.50<br>L=37.5 | Формирующая фреза, внешнее охлаждение | Нержавеющая сталь |   |
|  CT-TDC45 | Ø4.50/4<br>L=37.5 | Формирующая фреза, внешнее охлаждение | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина



Наборы и инструменты

## Профильные фрезы




| № в кат.                                                                                     | Размеры (мм)       | Описание                                | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  MT-CSN33 | Ø3.30<br>L=31      | Профильная фреза, узкая платформа       | Нержавеющая сталь |   |
|  MT-GDN33 | Ø3.75/4.20<br>L=26 | Профильная фреза, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |   |
|  MT-GDN50 | Ø5/6<br>L=26.8     | Профильная фреза, широкая платформа     | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина



Наборы и инструменты



## V3 Имплантоводы



|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                               | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CT-NLM30 | L=29         | Длинный имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа         | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-NSM30 | L=25         | Короткий имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа        | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-NLR30 | L=32,4       | Длинный имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-NSR30 | L=25         | Короткий имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SLM30 | L=29         | Длинный имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа   | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина



|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                     | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CT-SSM30 | L=25         | Короткий имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа        | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SLR30 | L=32.4       | Длинный имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SSR30 | L=22.3       | Короткий имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

## 2 Платформы имплантатов V3



Узкая платформа



Стандартная платформа



Наборы и инструменты

## C1 Имплантоводы




|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                     | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CT-NLR10 | L=32         | Длинный имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа        | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-NSR10 | L=24.5       | Короткий имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа       | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-NLI10 | L=32         | Длинный имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа               | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-NSI10 | L=24.5       | Короткий имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа              | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SLR10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SSR10 | L=23         | Короткий имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                 | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CT-SLI10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа     | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-SSI10 | L=25.5       | Короткий имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа    | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-WLR10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа  | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-WSR10 | L=23         | Короткий имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа | Нержавеющая сталь |       |
|   | CT-WLI10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, широкая платформа         | Нержавеющая сталь |       |
|  | CT-WSI10 | L=25.5       | Короткий имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, широкая платформа        | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

## 3 Платформы имплантатов C1





Наборы и инструменты

## Хирургические инструменты



|  | № в кат. | Размеры (мм)   | Описание                                                  | Материал          | Поставка |
|--|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  | MT-BTI20 | Ø1.40<br>L=100 | Глубиномер                                                | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-RDE30 | L=32           | Ультрадлинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-RDL30 | L=27           | Длинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм       | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-RDS30 | L=21.3         | Короткая универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм      | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-RDM30 | L=11.5         | Ультракороткая ручная шестигранная отвертка, 1,27мм       | Нержавеющая сталь |          |

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)    | Описание                                               | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MT-DE001 | L=24            | Удлинитель фрезы                                       | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-RE172 | L=28.5          | Экстрактор абатмента стандартная и широкая платформа   | Титан             |       |
|    | MT-RE160 | L=28.5          | Экстрактор абатмента, узкая платформа                  | Титан             |       |
|    | MT-PP240 | Ø2.40-3<br>L=24 | Пин параллельности                                     | Нержавеющая сталь |                                                                                          |
|   | MT-LM005 | L=30            | Длинная шестигранная отвертка 1,27 мм для микромотора  | Нержавеющая сталь |     |
|  | MT-SM005 | L=24            | Короткая шестигранная отвертка 1,27 мм для микромотора | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-SRA10 | L=15.5          | Универсальный адаптер для реверсивного ключа           | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-TP500 | Ø4.50<br>L=28   | Мукотом                                                | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-RT070 | L=95            | Динамометрический хирургический ключ                   |                   |   |
|  | MT-RI030 | L=84            | Реверсивный ключ                                       |                   |   |
|  | MT-RA480 | L=7.5           | Шестигранный переходник для реверсивного ключа         | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-MFXGS |                 | Направляющая планка для протокола MIS MULTIFIX         | Нержавеющая сталь |                                                                                        |

L = Длина



Наборы и инструменты

## Ортопедические инструменты



|  | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                      | Материал                       | Поставка               |
|--|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|  | MT-IT100 | L=16.5       | Ключ для слепочного трансфера (MN/MD/MW-IT100) закрытой ложки | Нержавеющая сталь              | STAND ALONE            |
|  | MT-LM005 | L=30         | Длинная шестигранная отвертка 1,27 мм для микромотора         | Нержавеющая сталь              | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-SM005 | L=24         | Короткая шестигранная отвертка 1,27 мм для микромотора        | Нержавеющая сталь              | STAND ALONE            |
|  | MT-MSD20 | L=140        | Универсальная ручка держатель                                 | Нержавеющая сталь + Алюминий   | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-HTS10 | L=142.5      | Техническая шестигранная отвертка                             | Нержавеющая сталь + пластмасса | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RB225 | L=22         | Ключ для прямого шаровидного абатмента                        | Нержавеющая сталь              | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-NB225 | L=22         | Ключ для прямого шаровидного абатмента                        | Нержавеющая сталь              | STAND ALONE            |
|  | MT-RDE30 | L=32         | Ультрадлинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм     | Нержавеющая сталь              | STAND ALONE            |
|  | MT-RDL30 | L=27         | Длинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм           | Нержавеющая сталь              | INSIDE KIT STAND ALONE |

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                               | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MT-RDS30 | L=21.3       | Короткая универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм                   | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-RDM30 | L=11.5       | Ультракоткая ручная шестигранная отвертка 1,27мм                       | Нержавеющая сталь |                                                                                          |
|    | MT-RE172 | L=28.5       | Экстрактор абатмента стандартная и широкая платформа                   | Титан             |       |
|    | MT-RE160 | L=28.5       | Экстрактор абатмента, узкая платформа                                  | Титан             |       |
|   | MT-MURL2 | L=21         | Длинный ключ для прямого многокомпонентного абатмента                  | Нержавеющая сталь |     |
|  | MT-MURS2 | L=16         | Короткий ключ для прямого многокомпонентного абатмента                 | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-MUML2 | L=31         | Длинный ключ для микромотора для прямого многокомпонентного абатмента  | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-MUMS2 | L=24         | Короткий ключ для микромотора для прямого многокомпонентного абатмента | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-RA480 |              | Шестигранный переходник для реверсивного ключа                         | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-CLM21 | L=27.5       | Длинный адаптер для микромотора для CONNECT абатмента                  | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-CSM21 | L=23.7       | Короткий адаптер для микромотора для CONNECT абатмента                 | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-CLR21 | L=31.6       | Длинный адаптер для реверсивного ключа для системы CONNECT             | Нержавеющая сталь |                                                                                        |

L = Длина

# Ортопедические инструменты

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                  | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MT-CSR21 | L=21.6       | Короткий адаптер для реверсивного ключа для системы CONNECT                               | Нержавеющая сталь |                                                                                          |
|    | MT-RSD19 | L=19         | Короткий адаптер для динамометрического ключа к системе LOCKIT                            | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-RSD24 | L=24         | Длинный адаптер для динамометрического ключа к системе LOCKIT                             | Нержавеющая сталь |       |
|   | MT-ELM10 | L=30         | Длинная отвертка для микромотора для углового доступа к винту EZ-Base                     | Нержавеющая сталь |                                                                                         |
|  | MT-ESM10 | L=24         | Короткая отвертка для микромотора для углового доступа к винту EZ-Base                    | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-ELR10 | L=22.5       | Длинная отвертка для реверсивного ключа абатментов EZ-Base, для углового доступа к винту  | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-ESR10 | L=18.7       | Короткая отвертка для реверсивного ключа абатментов EZ-Base, для углового доступа к винту | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-LOC10 | Ø7.8<br>L=86 | Универсальный ключ для системы LOCKIT                                                     | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-TSD10 | L=50         | Отвертка для титановой матрицы                                                            | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | ET-IT002 |              | Инструмент для замены матриц OT-Equator                                                   |                   |   |
|  | MT-RI040 | L=95         | Динамометрический ортопедический ключ                                                     |                   |   |

L = Длина





Наборы и инструменты

## Хирургический набор для конического соединения


МК-T051  
Хирургический набор для  
конического соединения




| № в кат.                                                                                     | Размеры (мм)     | Описание                                            | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  MT-SMD10 | L=30             | Пикообразная маркирующая фреза                      | Нержавеющая сталь |   |
|  MT-PDM24 | Ø2.4<br>L=32     | Позиционирующая фреза                               | Нержавеющая сталь |   |
|  MT-PD440 | Ø4<br>L=32.7     | Позиционирующая фреза со стопером                   | Нержавеющая сталь |   |
|  СТ-P2408 | Ø2.4/2.0<br>L=28 | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 8 мм | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

# Хирургический набор для конического соединения


|                                                                                    | № в кат. | Размеры (мм)       | Описание                                               | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CT-P2410 | Ø2.4/2.0<br>L=28   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 10 мм   | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-P2411 | Ø2.4/2.0<br>L=33   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 11.5 мм | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-P2413 | Ø2.4/2.0<br>L=33   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 13 мм   | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-P2416 | Ø2.4/2.0<br>L=37.5 | Фреза-пилот для имплантатов 16 мм                      | Нержавеющая сталь |       |
|   | CT-BTC24 | Ø2.4<br>L=28.5     | Глубиномер                                             | Титан             |     |
|  | CT-BTC30 | Ø3<br>L=28.5       | Глубиномер                                             | Титан             |   |
|  | CT-BTC35 | Ø3.5<br>L=28.5     | Глубиномер                                             | Титан             |   |
|  | CT-BTC40 | Ø4<br>L=28.5       | Глубиномер                                             | Титан             |   |
|  | CT-TDC30 | Ø3/2.4<br>L=37.5   | Формирующая фреза, внешнее охлаждение                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-TDC35 | Ø3.5/3<br>L=37.5   | Формирующая фреза, внешнее охлаждение                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-TDC40 | Ø4/3.<br>L=37.5    | Формирующая фреза, внешнее охлаждение                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-CSN33 | Ø3.3<br>L=31       | Профильная фреза, узкая платформа                      | Нержавеющая сталь |   |

|                                                                                    | № в кат. | Размеры (мм)      | Описание                                                                                     | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MT-GDN33 | Ø3.75/4.2<br>L=26 | Профильная фреза, стандартная платформа                                                      | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-GDN50 | Ø5/6<br>L=26.8    | Профильная фреза, широкая платформа                                                          | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-NLM30 | L=29              | Длинный имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа               | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-NLR30 | L=32.4            | Длинный имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа        | Нержавеющая сталь |       |
|   | CT-NSM30 | L=25              | Короткий имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа              | Нержавеющая сталь |       |
|  | CT-NSR30 | L=25              | Короткий имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа       | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SLM30 | L=29              | Длинный имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа         | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SLR30 | L=32.4            | Длинный имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SSM30 | L=25              | Короткий имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа        | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SSR30 | L=22.3            | Короткий имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-NLI10 | L=32              | Длинный имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа               | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-NLR10 | L=32              | Длинный имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа        | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

Хирургический набор  
для конического  
соединения

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                     | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CT-NSI10 | L=24.5       | Короткий имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа              | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-NSR10 | L=24.5       | Короткий имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа       | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-SLI10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа         | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-SLR10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа  | Нержавеющая сталь |       |
|   | CT-SSI10 | L=25.5       | Короткий имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа        | Нержавеющая сталь |     |
|  | CT-SSR10 | L=23         | Короткий имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-WLI10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, широкая платформа             | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-WLR10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа      | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-WSI10 | L=25.5       | Короткий имплантовод для C1, коническое соединение, широкая платформа                        | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-WSR10 | L=23         | Короткий имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа     | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-RE160 | L=28.5       | Экстрактор абатмента, узкая платформа                                                        | Титан             |   |
|  | MT-RE172 | L=28.5       | Экстрактор абатмента стандартная и широкая платформа                                         | Титан             |   |


|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм)   | Описание                                             | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MT-DE001 | L=24           | Удлинитель фрезы                                     | Нержавеющая сталь |   |
|   | MT-RDL30 | L=27           | Длинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм  | Нержавеющая сталь |   |
|   | MT-RDS30 | L=21.3         | Короткая универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм | Нержавеющая сталь |   |
|   | MT-BT120 | Ø1.40<br>L=100 | Глубиномер                                           | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-RT070 | L=95           | Динамометрический хирургический ключ                 |                   |   |

L = Длина



6

Маркировок глубины препарирования





Наборы и инструменты

Набор фрез для имплантатов с коническим соединением



МК-CD01  
Набор фрез

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)        | Описание                                               | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | CT-P2408 | Ø2.40/2.0<br>L=28   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 8 мм    | Нержавеющая сталь |     |
|  | CT-P2410 | Ø2.40/2.0<br>L=28   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 10 мм   | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-P2411 | Ø2.40/2.0<br>L=33   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 11.5 мм | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-P2413 | Ø2.40/2.0<br>L=33   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 13 мм   | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-P2416 | Ø2.40/2.0<br>L=37.5 | Фреза-пилот для имплантатов 16 мм                      | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-TDC30 | Ø3/2.40<br>L=37.5   | Формирующая фреза, внешнее охлаждение                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-TDC35 | Ø3.50/3<br>L=37.5   | Формирующая фреза, внешнее охлаждение                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-TDC40 | Ø4/3.50<br>L=37.5   | Формирующая фреза, внешнее охлаждение                  | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина



Наборы и инструменты

## Набор костных римеров

МК-0060   
Набор костных римеров



|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)    | Описание                                                       | Материал          | Поставка                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CT-BP320 | Ø3.20<br>L=28.4 | Костный ример, коническое соединение, узкая платформа          | Нержавеющая сталь |  |
|  | CT-BP355 | Ø3.55<br>L=28.4 | Костный ример, коническое соединение, стандартная платформа    | Нержавеющая сталь |  |
|  | CT-BP460 | Ø4.60<br>L=28.4 | Костный ример, коническое соединение, широкая платформа        | Нержавеющая сталь |  |
|  | CT-BGP32 | Ø3.20<br>L=11.7 | Направляющий пин, коническое соединение, узкая платформа       | Нержавеющая сталь |  |
|  | CT-BGP35 | Ø3.55<br>L=11.7 | Направляющий пин, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |  |
|  | CT-BGP46 | Ø4.60<br>L=11.7 | Направляющий пин, коническое соединение, широкая платформа     | Нержавеющая сталь |  |


L = Длина



Наборы и инструменты

## Набор стоперов для фрез, стандартная платформа

Набор стоперов для фрез C1 (стандартная платформа) используется непосредственно после завершения работы с пилотной фрезой MIS, обеспечивая простое и безопасное препарирование костной ткани на желаемую глубину. В наборе представлены стоперы длиной 8, 10, 11.5 и 13 мм.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



МК-BC101

Набор стоперов для фрез, коническое соединение,  
стандартная платформа

L = Длина





Наборы и инструменты

## Набор стоперов для фрез, деление по глубине препарирования

МК-CDS(08-13)   
Набор стоперов для фрез



| № в кат.                                                                                     | Размеры (мм) | Описание                                                             | Материал | Поставка                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  МК-CDS08 | L=8          | Набор стоперов для имплантатов длиной 8 мм, коническое соединение    |          |  |
|  МК-CDS10 | L=10         | Набор стоперов для имплантатов длиной 10 мм, коническое соединение   |          |  |
|  МК-CDS11 | L=11.5       | Набор стоперов для имплантатов длиной 11.5 мм, коническое соединение |          |  |
|  МК-CDS13 | L=13         | Набор стоперов для имплантатов длиной 13 мм, коническое соединение   |          |  |

L = Длина



Наборы и инструменты

## Компрессионный набор

МК-0020  
Компрессионный набор



|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)       | Описание                            | Материал          | Поставка                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MO-CO160 | Ø1.80/2.90<br>L=25 | Выпуклая компрессионная насадка     | Нержавеющая сталь |  |
|  | MO-CO200 | Ø2.30/3.30<br>L=25 | Выпуклая компрессионная насадка     | Нержавеющая сталь |  |
|  | MO-CO240 | Ø2.70/3.70<br>L=25 | Выпуклая компрессионная насадка     | Нержавеющая сталь |  |
|  | MO-CO280 | Ø3.10/4.50<br>L=25 | Выпуклая компрессионная насадка     | Нержавеющая сталь |  |
|  | MO-SO300 | Ø3<br>L=25         | Вогнутая насадка для синус-лифтинга | Нержавеющая сталь |  |
|  | MO-SO350 | Ø3.50<br>L=25      | Вогнутая насадка для синус-лифтинга | Нержавеющая сталь |  |
|  | MO-SO400 | Ø4<br>L=25         | Вогнутая насадка для синус-лифтинга | Нержавеющая сталь |  |


L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                           | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MT-SMD10 | L=30         | Пикообразная маркирующая фреза                                                     | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-HSI10 | L=24.40      | Короткий имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник                      | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-HLI10 | L=28.20      | Длинный имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник                       | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-SRH20 | L=22.30      | Короткий универсальный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник | Нержавеющая сталь |       |
|   | MT-LRH20 | L=32.30      | Длинный универсальный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник  | Нержавеющая сталь |     |
|  | MT-RI030 | L=84         | Реверсивный ключ                                                                   |                   |   |


L = Длина



## 2 хирургических протокола



Компрессия костной ткани



Закрытый синус-лифтинг



Наборы и инструменты

## Набор остеотомов со стоперами для синус-лифтинга

Набор остеотомов MIS предназначен для проведения закрытого синус-лифтинга. В состав набора входят четыре прямых и четыре изогнутых остеотома с вогнутой рабочей частью. Все инструменты имеют лазерную маркировку глубины в 6, 11 и 15 мм и стоперы для повышения удобства и безопасности выполнения манипуляций.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка

МК-0023

Набор остеотомов со стоперами для синус-лифтинга






Наборы и инструменты

## Набор остеотомов со стоперами для компрессии кости

Набор выпуклых остеотомов MIS предназначен для проведения компрессии костной ткани. В состав набора входят четыре прямых и четыре изогнутых остеотома с выпуклой рабочей частью. Все инструменты имеют лазерную маркировку глубины в 6, 11 и 15 мм и стоперы для повышения удобства и безопасности выполнения манипуляций.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка

МК-0024

Набор остеотомов со стоперами для компрессии кости








Наборы и инструменты

Ортопедический набор

МК-0039  
Ортопедический набор





|  | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                               | Материал          | Поставка |
|--|----------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  | MT-RDS30 | L=21.3       | Короткая универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм   | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-RDL30 | L=27         | Длинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм    | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-SM005 | L=24         | Короткая шестигранная отвертка 1,27 мм для микромотора | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-LM005 | L=30         | Длинная шестигранная отвертка 1,27 мм для микромотора  | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-MURL2 | L=21         | Длинный ключ для прямого многокомпонентного абатмента  | Нержавеющая сталь |          |

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                    | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MT-MUML2 | L=31         | Длинный ключ для микромотора для прямого многокомпонентного абатмента                       | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-RE172 | L=28.5       | Экстрактор абатмента стандартная и широкая платформа                                        | Титан             |       |
|    | MT-RE160 | L=28.5       | Экстрактор абатмента, узкая платформа                                                       | Титан             |       |
|    | MT-RSD19 | L=19         | Короткий адаптер для динамометрического ключа к системе LOCKiT                              | Нержавеющая сталь |       |
|   | MT-RSD24 | L=24         | Длинный адаптер для динамометрического ключа к системе LOCKiT                               | Нержавеющая сталь |     |
|  | MT-RB225 | L=22         | Ключ для прямого шаровидного абатмента                                                      | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-UN002 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, внутренний шестигранник, узкая платформа       | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-US002 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, внутренний шестигранник, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-UW002 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, внутренний шестигранник, широкая платформа     | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-UN001 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, коническое соединение, узкая платформа         | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | CT-US001 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, коническое соединение, стандартная платформа   | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | CT-UW001 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, коническое соединение, широкая платформа       | Нержавеющая сталь |                                                                                        |

L = Длина

## Ортопедический набор

|                                                                                    | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                 | Материал                        | Поставка                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ET-IT002 |              | Инструмент для замены матриц OT-Equator                                                  |                                 |     |
|   | MT-LOC10 | Ø7.8<br>L=86 | Универсальный ключ для системы LOCKIT                                                    | Нержавеющая сталь               |     |
|   | MT-MSD20 | L=140        | Универсальная ручка держатель                                                            | Нержавеющая сталь +<br>Алюминий |     |
|   | MT-ELR10 | L=22.5       | Длинная отвертка для реверсивного ключа абатментов EZ-Base, для углового доступа к винту | Нержавеющая сталь               |     |
|  | MT-RI040 | L=95         | Динамометрический ортопедический ключ                                                    |                                 |   |

L = Длина



## 4 Ортопедических опции

## 2 Типа соединений имплантатов

Шестигранное  
соединениеКоническое  
соединение





Наборы и инструменты

## Набор-держатель абатментов

Ортопедический держатель абатментов предназначен для безопасного удержания титановых абатментов с коническим соединением во время их фрезеровки.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



МК-С101

Технический набор, держатель абатментов, коническое соединение



Наборы и инструменты

## Цемент для фиксации коронок на абатментах

Цемент для фиксации коронок MIS поставляется в дозирующем шприце, обеспечивающем автоматическое замешивание, в комбинации с одноразовыми дозирующими насадками. Полимерный цемент характеризуется высокими ретенционными свойствами, однако при этом сохраняется возможность снятия зацементированной реставрации без ее повреждения. Цемент затвердевает в течение 120-150 секунд, что позволяет быстро и просто удалить его излишки. Примечание: абатменты должны быть подвергнуты пескоструйной обработке перед проведением цементной фиксации для достижения максимальной ретенции.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



МК-0022

Цемент для фиксации коронок на абатментах




Наборы и инструменты

## Физиодиспенсер



| № в кат.                                                                                      | Размеры (мм) | Описание                                                           | Материал | Поставка |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  MWH-SE236  |              | Физиодиспенсер MIS с угловым наконечником (230 V)                  |          |          |
|  MWH-SE237 |              | Физиодиспенсер MIS с угловым наконечником (115 V)                  |          |          |
|  MWH-SE225 |              | Физиодиспенсер MIS с угловым наконечником с LED подсветкой (230 V) |          |          |
|  MWH-SE226 |              | Физиодиспенсер MIS с угловым наконечником с LED подсветкой (115 V) |          |          |
|  MWH-2STUB |              | Одноразовые трубки для подачи физраствора                          |          |          |
|  MWH-MmOTR |              | Микромотор со шлангом                                              |          |          |
|  MWH-M7559 |              | Хирургический угловой наконечник 20:1                              |          |          |
|  MWH-CAL02 |              | Хирургический угловой наконечник 20:1 с подсветкой                 |          |          |



## ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Компания MIS предлагает широкий спектр ортопедических компонентов и решений, подходящих для любых показаний и типов процедур. В сочетании с широким ассортиментом вспомогательных инструментов наши продукты обеспечивают биологические преимущества, имеющие критически важное значение для успеха лечения.

Супраструктуры MIS удовлетворяют всем потребностям, возникающим в ходе хирургических операций, и соответствуют всем применяемым методам. Абатменты доступны в широком ассортименте, высоты десневой части, углов и типов; обновленная линейка абатментов с анатомическим вогнутым профилем прорезывания, разработана для облегчения работы с мягкими тканями и их ростом. MIS предлагает решения как для винтовой реставрации, так и для реставрации с цементной фиксацией.





Слепочные трансферы

## Аналоги и слепочные трансферы




|  | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм) | Описание                                                                                       | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CN-IO330 | NP        | C1        | Ø3.3, L=11   | Короткий слепочный трансфер с анатомическим профилем для открытой ложки, коническое соединение | Титан    |    |
|  | VN-IO401 | NP        | V3        | Ø3.3, L=11   |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CS-IO375 | SP        | V3/C1     | Ø3.75, L=11  |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CW-IO500 | WP        | C1        | Ø5, L=11     |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CN-IO405 | NP        | C1        | Ø3.3, L=15   | Длинный слепочный трансфер с анатомическим профилем для открытой ложки, коническое соединение  | Титан    |    |
|  | VN-IO405 | NP        | V3        | Ø3.3, L=15   |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CS-IO485 | SP        | V3/C1     | Ø3.75, L=15  |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CW-IO555 | WP        | C1        | Ø5, L=15     |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CN-IO331 | NP        | C1        | Ø2.8, L=11   | Короткий прямой слепочный трансфер для открытой ложки, коническое соединение                   | Титан    |    |
|  | VN-IO331 | NP        | V3        | Ø2.8, L=11   |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CS-IO391 | SP        | V3/C1     | Ø3.2, L=11   |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CW-IO501 | WP        | C1        | Ø4.1, L=11   |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CN-IO335 | NP        | C1        | Ø2.8, L=15   | Длинный прямой слепочный трансфер для открытой ложки, коническое соединение                    | Титан    |    |
|  | VN-IO335 | NP        | V3        | Ø2.8, L=15   |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CS-IO395 | SP        | V3/C1     | Ø3.2, L=15   |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CW-IO505 | WP        | C1        | Ø4.1, L=15   |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CN-IC401 | NP        | C1        | Ø3.9, L=11   | Короткий слепочный трансфер для закрытой ложки, коническое соединение                          | Титан    |    |
|  | VN-IC401 | NP        | V3        | Ø3.9, L=11   |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CS-IC481 | SP        | V3/C1     | Ø4.5, L=11   |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CW-IC551 | WP        | C1        | Ø4.5, L=11   |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                    | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)   | Описание                                                                              | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | CN-IC405 | NP        | C1        | Ø3.9, L=15     | Длинный слепочный трансфер для закрытой ложки, коническое соединение                  | Титан    |       |
|                                                                                    | VN-IC405 | NP        | V3        | Ø3.9, L=15     |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | CS-IC485 | SP        | V3/C1     | Ø4.5, L=15     |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | CW-IC555 | WP        | C1        | Ø4.5, L=15     |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | CN-IT300 | NP        | C1        | Ø4, H=2, C=6   | Слепочный трансфер для закрытой ложки со слепочными колпачками, коническое соединение | Титан    |       |
|                                                                                    | VN-IC400 | NP        | V3        | Ø4, H=2, C=6   |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | CS-IT300 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=2, C=6 |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | CW-IT300 | WP        | C1        | Ø5.5, H=2, C=6 |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | CN-PF330 | NP        | C1        | Ø2.8, L=16     | Слепочная головка для закрытой ложки, коническое соединение                           | Титан    |       |
|                                                                                    | VN-PF340 | NP        | V3        | Ø2.8, L=15.6   |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | CS-PF375 | SP        | V3/C1     | Ø3.2, L=16.3   |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | CW-PF500 | WP        | C1        | Ø5.5, L=16.3   |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | CN-RSM10 | NP        | C1        | Ø3.3, L=12.7   | Аналог имплантата, коническое соединение                                              | Титан    |       |
|                                                                                    | VN-RSM10 | NP        | V3        | Ø3.3, L=12.7   |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | CS-RSM10 | SP        | V3/C1     | Ø3.75, L=12    |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | CW-RSM10 | WP        | C1        | Ø5, L=12       |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | MN-S0160 | NP        | V3/C1     | L=7.6          | Стандартный фиксирующий винт, 30 Нсм                                                  | Титан    |       |
|                                                                                    | MD-S0220 | SP        | V3/C1     |                |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | MD-S0220 | WP        | V3/C1     |                |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | MN-G0160 | NP        | V3/C1     | L=23           | Винт слепочного трансфера для открытой ложки                                          | Титан    |    |
|                                                                                    | MD-G0213 | SP        | V3/C1     |                |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | MD-G0213 | WP        | V3/C1     |                |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



## 3 Платформы

NP

Узкая (C1)

VN

Узкая (V3)

SP

Стандартная (V3/C1)


WP

Широкая (C1)



Временные реставрации

## Временные абатменты



|  | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)    | Описание                                                                  | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CN-TC013 | NP        | V3/C1     | Ø4, H=1, C=10   | Временный абатмент без антиротационного компонента, коническое соединение | Титан    |    |
|  | CS-TC013 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=1, C=10 |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | VS-TC013 | SP        | V3/C1     | Ø5.8, H=1, C=10 |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CW-TC013 | WP        | C1        | Ø5.5, H=1, C=10 |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CN-TC113 | NP        | C1        | Ø4, H=1, C=10   | Временный абатмент с антиротационным компонентом, коническое соединение   | Титан    |    |
|  | VN-TC113 | NP        | V3        | Ø4, H=1, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CS-TC113 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=1, C=10 |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | VS-TC113 | SP        | V3/C1     | Ø5.8, H=1, C=10 |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CW-TC113 | WP        | C1        | Ø5.5, H=1, C=10 |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CN-TC023 | NP        | V3/C1     | Ø4, H=2, C=10   | Временный абатмент без антиротационного компонента, коническое соединение | Титан    |    |
|  | CS-TC023 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=2, C=10 |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | VS-TC023 | SP        | V3/C1     | Ø5.8, H=2, C=10 |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CW-TC023 | WP        | C1        | Ø5.5, H=2, C=10 |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



|                                                                                    | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)      | Описание                                                                  | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | CN-TCI23 | NP        | C1        | Ø4, H=2, C=10     | Временный абатмент с антиротационным компонентом, коническое соединение   | Титан    |    |
|                                                                                    | VN-TCI23 | NP        | V3        | Ø4, H=2, C=10     |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CS-TCI23 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=2, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | VS-TCI23 | SP        | V3/C1     | Ø5.8, H=2, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CW-TCI23 | WP        | C1        | Ø5.5, H=2, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | CN-TC033 | NP        | V3/C1     | Ø4, H=3, C=10     | Временный абатмент без антиротационного компонента, коническое соединение | Титан    |    |
|                                                                                    | CS-TC033 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=3, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | VS-TC033 | SP        | V3/C1     | Ø5.8, H=3, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CW-TC033 | WP        | C1        | Ø5.5, H=3, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    |          |           |           |                   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | CN-TCI33 | NP        | C1        | Ø4, H=3, C=10     | Временный абатмент с антиротационным компонентом, коническое соединение   | Титан    |    |
|                                                                                    | VN-TCI33 | NP        | V3        | Ø4, H=3, C=10     |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CS-TCI33 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=3, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | VS-TCI33 | SP        | V3/C1     | Ø5.8, H=3, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CW-TCI33 | WP        | C1        | Ø5.5, H=3, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | CN-TPA10 | NP        | C1        | Ø4, H=1.5, C=10   | Временный пластиковый абатмент, коническое соединение                     | PEEK     |    |
|                                                                                    | VN-TPA10 | NP        | V3        | Ø4, H=1.5, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CS-TPA10 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=1.5, C=10 |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CW-TPA10 | WP        | C1        | Ø5.5, H=1.5, C=10 |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    |          |           |           |                   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | CN-TPH50 | NP        | C1        | Ø3.5              | Временный пластиковый абатмент, коническое соединение                     | PEEK     |    |
|                                                                                    | VN-TPH50 | NP        | V3        |                   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CS-TPH50 | SP        | V3/C1     |                   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | MN-S0160 | NP        | V3/C1     | L=7.6             | Стандартный фиксирующий винт, 30 Нсм                                      | Титан    |    |
|                                                                                    | MD-S0220 | SP/WP     |           |                   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



## 2 Типа абатментов



Титан




PEEK



Реставрация с винтовой фиксацией

## Система CONNECT








|                                                                                     | № в кат.                         | Платформа      | Имплантат            | Размеры (мм) | Описание                                | Материал | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------|----------|-----------|
|   | CS-C1540<br>CW-C1540             | SP<br>WP       | V3/C1<br>C1          | Ø4, H=1.5    | CONNECT абатмент, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|  | CN-C2040<br>CS-C2040<br>CW-C2040 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4, H=2      | CONNECT абатмент, коническое соединение | Титан    | NP SP WP  |
|  | CN-C3040<br>CS-C3040<br>CW-C3040 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4, H=3      | CONNECT абатмент, коническое соединение | Титан    | NP SP WP  |
|  | CS-C4040<br>CW-C4040             | SP<br>WP       | V3/C1<br>C1          | Ø4, H=4      | CONNECT абатмент, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|  | CS-C1557<br>CW-C1557             | SP<br>WP       | V3/C1<br>C1          | Ø5.7, H=1.5  | CONNECT абатмент, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|  | CS-C2057<br>CW-C2057             | SP<br>WP       | V3/C1<br>C1          | Ø5.7, H=2    | CONNECT абатмент, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|  | CS-C3057<br>CW-C3057             | SP<br>WP       | V3/C1<br>C1          | Ø5.7, H=3    | CONNECT абатмент, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|  | CS-C4057<br>CW-C4057             | SP<br>WP       | V3/C1<br>C1          | Ø5.7, H=4    | CONNECT абатмент, коническое соединение | Титан    | SP WP     |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина





|                                                                                     | № в кат.                         | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)                            | Описание                                                                                            | Материал | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|    | MM-H0540<br>MM-H1540<br>MM-H3040 |           |           | Ø4, H=0.5<br>Ø4, H=1.5<br>Ø4, H=3       | Формирователь десны для системы CONNECT                                                             | Титан    |           |
|    | MM-H0557<br>MM-H1557<br>MM-H3557 |           |           | Ø5.7, H=0.5<br>Ø5.7, H=1.5<br>Ø5.7, H=3 | Формирователь десны для системы CONNECT                                                             | Титан    |           |
|    | MM-IO040                         |           |           | Ø4<br>C=7                               | Короткий слепочный трансфер для системы CONNECT, без антиротационного компонента для открытой ложки | Титан    |           |
|    | MM-IOI40                         |           |           | Ø4<br>C=7                               | Короткий слепочный трансфер для системы CONNECT, с антиротационным компонентом для открытой ложки   | Титан    |           |
|    | MM-IO011                         |           |           | Ø4<br>C=11                              | Длинный слепочный трансфер для CONNECT абатмента, открытой ложки, без антиротационного              | Титан    |           |
|   | MM-IOI11                         |           |           | Ø4<br>C=11                              | Длинный слепочный трансфер для CONNECT абатмент, открытой ложки, с антиротационным компонентом      | Титан    |           |
|  | MM-IC040                         |           |           | Ø4<br>C=8.3                             | Слепочный трансфер для системы CONNECT, для закрытой ложки, без антиротационного                    | Титан    |           |
|  | MM-ICI40                         |           |           | Ø4<br>C=8.3                             | Слепочный трансфер для системы CONNECT, для закрытой ложки, с антиротационным компонентом           | Титан    |           |
|  | MM-IO057                         |           |           | Ø5.7<br>C=7                             | Слепочный трансфер для системы CONNECT, открытой ложки, без антиротационного                        | Титан    |           |
|  | MM-IOI57                         |           |           | Ø5.7<br>C=7                             | Оттисковый трансфер для системы CONNECT, открытой ложки, с антиротационным компонентом              | Титан    |           |
|  | MM-IC057                         |           |           | Ø5.7<br>C=8.3                           | Слепочный трансфер для системы CONNECT, для закрытой ложки, без антиротационного                    | Титан    |           |
|  | MM-ICI57                         |           |           | Ø5.7<br>C=8.8                           | Слепочный трансфер для системы CONNECT, для закрытой ложки, с антиротационным компонентом           | Титан    |           |
|  | MM-RSM41                         |           |           | Ø4<br>L=11                              | Аналог для системы CONNECT                                                                          | Титан    |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

# Система CONNECT

|                                                                                    | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм) | Описание                                                                          | Материал | Платформа |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|    | MM-RSM57 |           |           | Ø5.7<br>L=11 | Аналог для системы CONNECT                                                        | Титан    |           |
|    | MM-TC041 |           |           | Ø4<br>C=10   | Временный титановый абатмент, без антиротационного компонента для системы CONNECT | Титан    |           |
|    | MM-TCI41 |           |           | Ø4<br>C=10   | Временный титановый абатмент, с антиротационным компонентом для системы CONNECT   | Титан    |           |
|    | MM-TC057 |           |           | Ø5.7<br>C=10 | Временный титановый абатмент, без антиротационного компонента для системы CONNECT | Титан    |           |
|   | MM-TCI57 |           |           | Ø5.7<br>C=10 | Временный титановый абатмент, с антиротационным компонентом для системы CONNECT   | Титан    |           |
|  | MM-CE046 |           |           | Ø4<br>C=6    | Эстетический абатмент для системы CONNECT, без антиротационного компонента        | Титан    |           |
|  | MM-CEI46 |           |           | Ø4<br>C=6    | Эстетический абатмент для системы CONNECT, с антиротационным компонентом          | Титан    |           |
|  | MM-CF048 |           |           | Ø4<br>C=8    | Эстетический абатмент для системы CONNECT, без антиротационного компонента        | Титан    |           |
|  | MM-CFI48 |           |           | Ø4<br>C=8    | Эстетический абатмент для системы CONNECT, с антиротационным компонентом          | Титан    |           |
|  | MM-CE056 |           |           | Ø5.7<br>C=6  | Эстетический абатмент для системы CONNECT, без антиротационного компонента        | Титан    |           |
|  | MM-CEI56 |           |           | Ø5.7<br>C=6  | Эстетический абатмент для системы CONNECT, с антиротационным компонентом          | Титан    |           |
|  | MM-CF054 |           |           | Ø5.7<br>C=4  | Эстетический абатмент для системы CONNECT, без антиротационного компонента        | Титан    |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)   | Описание                                                                        | Материал          | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|    | MM-CF154 |           |           | Ø5.7<br>C=4    | Эстетический абатмент для системы CONNECT, с антиротационным компонентом        | Титан             |           |
|    | MM-AN204 |           |           | Ø4<br>C=8      | Угловой эстетический абатмент, 20°                                              | Титан             |           |
|    | MM-CCR04 |           |           | Ø4<br>C=14     | Прямой пластиковый абатмент с основанием из КХС без антиротационного компонента | Кобальт-Хром      |           |
|    | MM-CCR14 |           |           | Ø4<br>C=14     | Прямой пластиковый абатмент с основанием из КХС, с антиротационным компонентом  | Кобальт-Хром      |           |
|   | MM-CCR05 |           |           | Ø5.7<br>C=15.4 | Прямой пластиковый абатмент с основанием из КХС без антиротационного компонента | Кобальт-Хром      |           |
|  | MM-CCR15 |           |           | Ø5.7<br>C=15.4 | Прямой пластиковый абатмент с основанием из КХС, с антиротационным компонентом  | Кобальт-Хром      |           |
|  | MM-SP104 |           |           | Ø4<br>L=10     | Сканируемый абатмент для системы CONNECT                                        | Титан             |           |
|  | MM-SP105 |           |           | Ø5.7<br>L=10   | Сканируемый абатмент для системы CONNECT                                        | Титан             |           |
|  | MM-MAN40 |           |           | Ø4<br>L=10     | Дигитальный аналог для стереолитографических моделей для системы CONNECT        | Титан             |           |
|  | MM-MAN57 |           |           | Ø5.7<br>L=12   | Дигитальный аналог для стереолитографических моделей для системы CONNECT        | Титан             |           |
|  | MT-CLM21 |           |           | L=27.5         | Длинный адаптер для микромотора для системы CONNECT                             | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-CSM21 |           |           | L=23.7         | Короткий адаптер для микромотора для системы CONNECT                            | Нержавеющая сталь |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



|                                                                                    | № в кат.  | Платформа | Имплантат | Размеры (мм) | Описание                                                      | Материал          | Платформа |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|   | MT-CLR21  |           |           | L=31.6       | Длинный адаптер для реверсивного ключа для системы CONNECT    | Нержавеющая сталь |           |
|   | MT-CSR21  |           |           | L=21.6       | Короткий адаптер для реверсивного ключа для системы CONNECT   | Нержавеющая сталь |           |
|   | MT-IT100* |           |           | L=16.5       | Ключ для слепочного трансфера (MN/MD/MW-IT100) закрытой ложки | Нержавеющая сталь |           |
|   | MM-S0160  |           |           | L=5.8        | Фиксирующий винт для CONNECT абатмента                        | Титан             |           |
|  | MM-SA160  |           |           | L=6.2        | Фиксирующий винт для углового доступа к винту                 | Титан             |           |

Н = Высота десневой части

С = Высота коронковой части


L = Длина

\* MT-IT100 - Ключ для трансферов закрытой ложки системы CONNECT.




2 Диаметра

1 Плоскостное 12-и гранное соединение



Ø4  
NP, SP, WP




Ø5.7  
SP, WP



Реставрация с винтовой фиксацией

## Система Multi-Unit










|  | № в кат.                         | Платформа      | Имплантат            | Размеры (мм) | Описание                                                         | Материал | Платформа |
|--|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | CM-N1480<br>CM-S1480<br>CM-W1480 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=1    | Прямой многокомпонентный абатмент, коническое соединение, 30 Нсм | Титан    | NP SP WP  |
|  | CM-N2480<br>CM-S2480             | NP<br>SP       | V3/C1                | Ø4.8, H=2    | Прямой многокомпонентный абатмент, коническое соединение, 30 Нсм | Титан    | NP SP     |
|  | CM-N3480<br>CM-S3480<br>CM-W3480 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=3    | Прямой многокомпонентный абатмент, коническое соединение, 30 Нсм | Титан    | NP SP WP  |
|  | CM-S4480                         | SP             | V3/C1                | Ø4.8, H=4    | Прямой многокомпонентный абатмент, коническое соединение, 30 Нсм | Титан    | SP        |
|  | CM-N5480<br>CM-S5480             | NP<br>SP       | V3/C1                | Ø4.8, H=5    | Прямой многокомпонентный абатмент, коническое соединение, 30 Нсм | Титан    | NP SP     |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

# Система Multi-Unit

|                                                                                    | № в кат.             | Платформа | Имплантат   | Размеры (мм)  | Описание                                                               | Материал           | Платформа                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CM-SO171<br>CM-WO171 | SP<br>WP  | V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=1     | Угловой многокомпонентный абатмент, 17°, коническое соединение, 20 Нсм | Титан              |   |
|    | CM-SO172<br>CM-WO172 | SP<br>WP  | V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=2     | Угловой многокомпонентный абатмент, 17°, коническое соединение, 20 Нсм | Титан              |   |
|    | CM-SO301<br>CM-WO301 | SP<br>WP  | V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=1     | Угловой многокомпонентный абатмент, 30°, коническое соединение, 20 Нсм | Титан              |   |
|    | CM-SO302<br>CM-WO302 | SP<br>WP  | V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=2     | Угловой многокомпонентный абатмент, 30°, коническое соединение, 20 Нсм | Титан              |   |
|   | MU-BGC48             |           |             | L=3.3         | Основа из сплава для многокомпонентного абатмента                      | Сплав-е            |                                                                                                                                                                         |
|  | MU-RSM48             |           |             | L=12          | Аналог многокомпонентного абатмента                                    | Титан              |                                                                                                                                                                         |
|  | MU-CC480             |           |             | Ø4.8<br>L=4.3 | Титановое основание для CAD-CAM для многокомпонентного абатмента       | Титан              |                                                                                                                                                                         |
|  | MU-CP048             |           |             | L=10          | Пластиковый цилиндр для многокомпонентного абатмента                   | Выжигаемый пластик |                                                                                                                                                                         |
|  | MU-S0220             |           |             | L=3.8         | Фиксирующий винт для многокомпонентного абатмента, 25 Нсм              | Титан              |                                                                                                                                                                         |
|  | MU-G0220             |           |             | L=3.8         | Фиксирующий винт из сплава для многокомпонентного абатмента, 20 Нсм    | Сплав-s            |                                                                                                                                                                         |
|  | MU-H4480             |           |             | Ø4.8<br>L=4.3 | Формирователь десны для многокомпонентного абатмента                   | Титан              |                                                                                                                                                                         |
|  | MU-I0480             |           |             | Ø4.8<br>L=10  | Слепочный трансфер для открытой ложки для многокомпонентного абатмента | Титан              |                                                                                                                                                                         |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



|                                                                                     | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)   | Описание                                                                 | Материал                     | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
|    | MU-IT480 |           |           | Ø4.8<br>L=8    | Слепочный трансфер для закрытой ложки для многокомпонентного абатмента   | Титан                        |           |
|    | MU-MG480 |           |           | Ø4.8<br>L=14.5 | Пластиковый цилиндр с основой из сплава для многокомпонентного абатмента | Выжигаемый пластик + сплав-а |           |
|    | MU-TO480 |           |           | Ø4.8<br>L=10   | Временный титановый абатмент для многокомпонентного абатмента            | Титан                        |           |
|    | MU-SP102 |           |           | L=10           | Сканируемый абатмент для многокомпонентного абатмента                    | Титан                        |           |
|   | MU-MAN10 |           |           | Ø4.8<br>L=10   | Аналог многокомпонентного абатмента для стереолитографической модели     | Титан                        |           |
|  | MT-MURL2 |           |           | L=21           | Длинный ключ для прямого многокомпонентного абатмента                    | Нержавеющая сталь            |           |
|  | MT-MURS2 |           |           | L=16           | Короткий ключ для прямого многокомпонентного абатмента                   | Нержавеющая сталь            |           |
|  | MT-MUML2 |           |           | L=31           | Длинный ключ для микромотора для прямого многокомпонентного абатмента    | Нержавеющая сталь            |           |
|  | MT-MUMS2 |           |           | L=24           | Короткий ключ для микромотора для прямого многокомпонентного абатмента   | Нержавеющая сталь            |           |

H = Высота десневой части


C = Высота коронковой части


L = Длина



Реставрация с винтовой фиксацией

## Пластиковые абатменты с основанием из сплава



|                                                                                    | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм) | Описание                                                                                        | Материал                               | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CN-GP010 | NP        | V3/C1     | Ø4.3, H=1    | Пластиковый абатмент с основой из сплава без антиротационного компонента, коническое соединение | Выжигаемая пластмасса + сплав (gold-a) |    |
|                                                                                    | CS-GP010 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=1    |                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | CW-GP010 | WP        | C1        | Ø5.5, H=1    |                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CN-GPC10 | NP        | C1        | Ø4.3, H=1    | Пластиковый абатмент с основой из сплава с антиротационным компонентом, коническое соединение   | Выжигаемая пластмасса + сплав (gold-a) |    |
|                                                                                    | VN-GPC10 | NP        | V3        | Ø4.3, H=1    |                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | CS-GPC10 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=1    |                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | CW-GPC10 | WP        | C1        | Ø5.5, H=1    |                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MN-S0160 | NP        | V3/C1     | L=7.6        | Стандартный фиксирующий винт, 30 Нсм                                                            | Титан                                  |    |
|                                                                                    | MD-S0220 | SP        | V3/C1     |              |                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | MD-S0220 | WP        | C1        |              |                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MD-G0220 | SP<br>WP  | V3/C1     | L=7.7        | Фиксирующий винт из сплава, 20 Нсм                                                              | Сплав-s                                |                                                                                         |

H = Высота десневой части


C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации по цифровому протоколу

## Абатменты EZ-Base



|  | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)      | Описание                                                                                      | Материал          | Платформа |
|--|----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  | CN-EZB15 | NP        | C1        | Ø4.25, H=1.5, C=5 | Титановое основание EZ-Base с измененным углом шахты винта для CAD-CAM, коническое соединение | Титан             |           |
|  | VN-EZB15 | NP        | V3        | Ø4.25, H=1.5, C=5 |                                                                                               |                   |           |
|  | CS-EZB15 | SP        | V3/C1     | Ø4.3, H=1.5, C=5  |                                                                                               |                   |           |
|  | CW-EZB15 | WP        | C1        | Ø5, H=1.5, C=5    |                                                                                               |                   |           |
|  | CN-LEZ15 | NP        | C1        | Ø4.6, H=1.5, C=10 | Фрезеруемый титановый абатмент EZ-Base, с измененным углом шахты винта, коническое соединение | Титан             |           |
|  | VN-LEZ15 | NP        | V3        | Ø4.6, H=1.5, C=10 |                                                                                               |                   |           |
|  | CS-LEZ15 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=1.5, C=10 |                                                                                               |                   |           |
|  | CW-LEZ15 | WP        | C1        | Ø5, H=1.5, C=10   |                                                                                               |                   |           |
|  | MT-ELM10 |           |           | L=30              | Длинная отвертка для микромотора для углового доступа к винту                                 | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-ESM10 |           |           | L=24              | Короткая отвертка для микромотора для углового доступа к винту                                | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-ELR10 |           |           | L=22.5            | Длинная отвертка для реверсивного ключа абатментов EZ-Base, для углового доступа к винту      | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-ESR10 |           |           | L=18.7            | Короткая универсальная отвертка для реверсивного ключа для углового доступа к винту           | Нержавеющая сталь |           |
|  | MN-E0160 | NP        |           | L=7.1             | EZ-Base фиксирующий винт                                                                      | Титан             |           |
|  | MD-E0220 | SP        |           | L=7.6             |                                                                                               |                   |           |

H = Высота десневой части


C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации по цифровому протоколу

## Титановые основания для CAD-CAM, Ti-Base





|  | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)     | Описание                                                                                                      | Материал | Платформа |
|--|----------|-----------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | CN-TB001 | NP        | C1        | Ø4.2, H=0.5, C=4 | Титановое основание для CAD-CAM с антиротационным компонентом, коническое соединение                          | Титан    | NP SP WP  |
|  | VN-TB001 | NP        | V3        | Ø4.2, H=0.5, C=4 |                                                                                                               |          |           |
|  | CS-TB001 | SP        | V3/C1     | Ø4.3, H=0.5, C=4 |                                                                                                               |          |           |
|  | CW-TB001 | WP        | C1        | Ø5.7, H=0.5, C=4 |                                                                                                               |          |           |
|  | CN-TB015 | NP        | C1        | Ø4.2, H=1.5, C=4 | Титановое основание для CAD-CAM с антиротационным компонентом, коническое соединение                          | Титан    | NP SP WP  |
|  | VN-TB015 | NP        | V3        | Ø4.2, H=1.5, C=4 |                                                                                                               |          |           |
|  | CS-TB015 | SP        | V3/C1     | Ø4.3, H=1.5, C=4 |                                                                                                               |          |           |
|  | CW-TB015 | WP        | C1        | Ø5.7, H=1.5, C=4 |                                                                                                               |          |           |
|  | CN-TB030 | NP        | C1        | Ø4.2, H=3, C=4   | Титановое основание для CAD-CAM с антиротационным компонентом, коническое соединение                          | Титан    | NP SP WP  |
|  | VN-TB030 | NP        | V3        | Ø4.2, H=3, C=4   |                                                                                                               |          |           |
|  | CS-TB030 | SP        | V3/C1     | Ø4.3, H=3, C=4   |                                                                                                               |          |           |
|  | CW-TB030 | WP        | C1        | Ø5.7, H=3, C=4   |                                                                                                               |          |           |
|  | CN-IN060 | NP        | C1        | Ø4.2, H=0.5, C=6 | Титановое основание для CAD-CAM при реставрациях в эстетических зонах (область резцов), коническое соединение | Титан    | NP SP     |
|  | VN-IN060 | NP        | V3        | Ø4.2, H=0.5, C=6 |                                                                                                               |          |           |
|  | CS-IN060 | SP        | V3/C1     | Ø4.3, H=0.5, C=6 |                                                                                                               |          |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)      | Описание                                                                                                      | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CN-IN160 | NP        | C1        | Ø4.2, H=1.5, C=6  | Титановое основание для CAD-CAM при реставрациях в эстетических зонах (область резцов), коническое соединение | Титан    |                                                                                             |
|                                                                                     | VN-IN160 | NP        | V3        | Ø4.2, H=1.5, C=6  |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CS-IN160 | SP        | V3/C1     | Ø4.3, H=1.5, C=6  |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | CN-IN360 | NP        | C1        | Ø4.2, H=3, C=6    | Титановое основание для CAD-CAM при реставрациях в эстетических зонах (область резцов), коническое соединение | Титан    |                                                                                             |
|                                                                                     | VN-IN360 | NP        | V3        | Ø4.2, H=3, C=6    |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CS-IN360 | SP        | V3/C1     | Ø4.3, H=3, C=6    |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | CN-TB002 | NP        | V3/C1     | Ø4.25, H=0.5, C=4 | Титановое основание для CAD/CAM без антиротационного компонента, коническое соединение*                       | Титан    |          |
|                                                                                     | CS-TB002 | SP        | V3/C1     | Ø4.3, H=0.5, C=4  |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CW-TB002 | WP        | C1        | Ø5.7, H=0.5, C=4  |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | CN-TBF15 | NP        | V3/C1     | Ø4.25, H=1.5, C=4 | Титановое основание для CAD/CAM без антиротационного компонента, коническое соединение*                       | Титан    |          |
|                                                                                     | CS-TBF15 | SP        | V3/C1     | Ø4.3, H=1.5, C=4  |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CW-TBF15 | WP        | C1        | Ø5.7, H=1.5, C=4  |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | CN-TBF30 | NP        | V3/C1     | Ø4.25, H=3, C=4   | Титановое основание для CAD/CAM без антиротационного компонента, коническое соединение*                       | Титан    |          |
|                                                                                     | CS-TBF30 | SP        | V3/C1     | Ø4.3, H=3, C=4    |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CW-TBF30 | WP        | C1        | Ø5.7, H=3, C=4    |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MN-S0160 | NP        | V3/C1     | L=7.6             | Стандартный фиксирующий винт, 30 Нсм                                                                          | Титан    |    |
|                                                                                     | MD-S0220 | SP/WP     | V3/C1     |                   |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

H = Высота десневой части


C = Высота коронковой части

L = Длина


\* Для множественных реставраций на коническом соединении рекомендуется вклеивание (цементирование) конструкций непосредственно в полости рта.



## 2 Типа соединений



Ротационное соединение



Антиротационное соединение



Реставрации по цифровому протоколу

Набор сканируемых абатментов

МК-0057  
Набор сканируемых абатментов



|                                                                                     | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм) | Описание                                              | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CN-SP102 | NP        | C1        | L=10         | Сканируемый абатмент, коническое соединение           | Титан    |    |
|                                                                                     | VN-SP102 | NP        | V3        |              |                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CS-SP102 | SP        | V3/C1     |              |                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CW-SP102 | WP        | C1        |              |                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     |          |           |           |              |                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MU-SP102 |           |           | L=10         | Сканируемый абатмент для многокомпонентного абатмента | Титан    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Реставрации по цифровому протоколу

## Цифровые аналоги для стереолитографических моделей



|                                                                                     | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм) | Описание                                                                  | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CN-MAN10 | NP        | C1        | Ø3.3, L=10   | Аналог имплантата для стереолитографической модели, коническое соединение | Титан    |    |
|                                                                                     | VN-MAN10 | NP        | V3        | Ø3.3, L=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CS-MAN10 | SP        | V3/C1     | Ø3.8, L=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CW-MAN10 | WP        | C1        | Ø4.6, L=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MU-MAN10 |           |           | Ø4.8<br>L=10 | Аналог многокомпонентного абатмента для стереолитографической модели      | Титан    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MM-MAN40 |           |           | Ø4<br>L=10   | Аналог для стереолитографических моделей для системы CONNECT              | Титан    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MM-MAN57 |           |           | Ø5.7<br>L=12 | Аналог для стереолитографических моделей для системы CONNECT              | Титан    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации по цифровому протоколу

Титановые заготовки (премилы)



|  | № в кат.                                     | Платформа            | Имплантат               | Размеры (мм) | Описание                                                                   | Материал               | Платформа |
|--|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|  | CN-IB091<br>VN-IB091<br>CS-IB091<br>CW-IB091 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø9           | Титановая заготовка для держателя типа «NT Trading», коническое соединение | Титан                  |           |
|  | CN-IB121<br>VN-IB121<br>CS-IB121<br>CW-IB121 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø12          | Титановая для держателя типа «NT Trading», коническое соединение           | Титан                  |           |
|  | CN-AGT12<br>VN-AGT12<br>CS-AGT12<br>CW-AGT12 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø12          | Титановая заготовка для Amann Girrbach, коническим соединением             | Титан                  |           |
|  | CN-MAB10<br>VN-MAB10<br>CS-MAB10<br>CW-MAB10 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø5<br>L=13.5 | Фиксирующий аналог для держателя типа NT-Trading, коническое соединение    | Нержавею-<br>щая сталь |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части


L = Длина





Реставрации с цементной фиксацией

## Титановые абатменты для цементной фиксации



|  | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)     | Описание                                                  | Материал | Платформа |
|--|----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | CN-AN001 | NP        | C1        | Ø4.8, H=1, C=7   | Эстетический титановый абатмент, коническое соединение    | Титан    | NP SP WP  |
|  | VN-AT001 | NP        | V3        | Ø4.8, H=1, C=7   |                                                           |          |           |
|  | CS-A0010 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=1, C=7.5 |                                                           |          |           |
|  | VS-AT001 | SP        | V3/C1     | Ø5.8, H=1, C=8   |                                                           |          |           |
|  | CW-AT001 | WP        | C1        | Ø5.5, H=1, C=7.5 |                                                           |          |           |
|  | CN-AT002 | NP        | C1        | Ø4.8, H=2, C=7   | Эстетический титановый абатмент, коническое соединение    | Титан    | NP SP WP  |
|  | VN-AT002 | NP        | V3        | Ø4.8, H=2, C=7   |                                                           |          |           |
|  | CS-AT002 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=2, C=7.5 |                                                           |          |           |
|  | VS-AT002 | SP        | V3/C1     | Ø5.8, H=2, C=8   |                                                           |          |           |
|  | CW-AT002 | WP        | C1        | Ø5.5, H=2, C=7.5 |                                                           |          |           |
|  | CN-AN003 | NP        | C1        | Ø4.8, H=3, C=7   | Эстетический титановый абатмент, коническое соединение    | Титан    | NP SP WP  |
|  | VN-AT003 | NP        | V3        | Ø4.8, H=3, C=7   |                                                           |          |           |
|  | CS-A0030 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=3, C=7.5 |                                                           |          |           |
|  | VS-AT003 | SP        | V3/C1     | Ø5.8, H=3, C=8   |                                                           |          |           |
|  | CW-AT003 | WP        | C1        | Ø5.5, H=3, C=7.5 |                                                           |          |           |
|  | CN-AN010 | NP        | C1        | Ø4.8, H=1, C=7   | Угловой эстетический абатмент, 10°, коническое соединение | Титан    | NP        |
|  | VN-AT101 | NP        | V3        | Ø4.8, H=1, C=7   |                                                           |          |           |
|  | CN-AT102 | NP        | C1        | Ø4.8, H=2, C=7   | Угловой эстетический абатмент, 10°, коническое соединение | Титан    | NP        |
|  | VN-AT102 | NP        | V3        | Ø4.8, H=2, C=7   |                                                           |          |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

# Титановые абатменты для цементной фиксации

|                                                                                     | № в кат.                         | Платформа      | Имплантат            | Размеры (мм)                                             | Описание                                                  | Материал | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
|    | CN-AN310<br>VN-AT103             | NP<br>NP       | C1<br>V3             | Ø4.8, H=3, C=7<br>Ø4.8, H=3, C=7                         | Угловой эстетический абатмент, 10°, коническое соединение | Титан    | NP        |
|    | CS-A1510<br>CS-AN151<br>CW-AN151 | SP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=1, C=7.5<br>Ø5.8, H=1, C=7.5<br>Ø5.5, H=1, C=7.5 | Угловой эстетический абатмент, 15°, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|    | CS-AT152<br>VS-AT152<br>CW-AT152 | SP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=2, C=7.5<br>Ø5.8, H=2, C=7.5<br>Ø5.5, H=2, C=7.5 | Угловой эстетический абатмент, 15°, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|    | CS-A1530<br>VS-AT153<br>CW-AT153 | SP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=3, C=7.5<br>Ø5.8, H=3, C=7.5<br>Ø5.5, H=3, C=7.5 | Угловой эстетический абатмент, 15°, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|   | CN-AN020<br>VN-AT201             | NP<br>NP       | C1<br>V3             | Ø4.8, H=1, C=7<br>Ø4.8, H=1, C=7                         | Угловой эстетический абатмент, 20°, коническое соединение | Титан    | NP        |
|  | CN-AT202<br>VN-AT202             | NP<br>NP       | C1<br>V3             | Ø4.8, H=2, C=7<br>Ø4.8, H=2, C=7                         | Угловой эстетический абатмент, 20°, коническое соединение | Титан    | NP        |
|  | CN-AN320<br>VN-AT203             | NP<br>NP       | C1<br>V3             | Ø4.8, H=3, C=7<br>Ø4.8, H=3, C=7                         | Угловой эстетический абатмент, 20°, коническое соединение | Титан    | NP        |
|  | CS-A2510<br>CS-AN251<br>CW-AT251 | SP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=1, C=7.5<br>Ø5.8, H=1, C=7.5<br>Ø5.5, H=1, C=7.5 | Угловой эстетический абатмент, 25°, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|  | CS-AT252<br>VS-AT252<br>CW-AT252 | SP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=2, C=7.5<br>Ø5.8, H=2, C=7.5<br>Ø5.5, H=2, C=7.5 | Угловой эстетический абатмент, 25°, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|  | CS-A2530<br>VS-AT253<br>CW-AT253 | SP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=3, C=7.5<br>Ø5.8, H=3, C=7.5<br>Ø5.5, H=3, C=7.5 | Угловой эстетический абатмент, 25°, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|  | MD-S0200                         | SP/WP          | V3/C1                | L=6.9                                                    | Фиксирующий мини винт, 30 Нсм                             | Титан    | SP WP     |
|  | MN-S0160<br>MD-S0220             | NP<br>SP/WP    | V3/C1<br>V3/C1       | L=7.6                                                    | Стандартный фиксирующий винт, 30 Нсм                      | Титан    | NP SP WP  |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации с цементной фиксацией

## Стандартные абатменты



|  | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)    | Описание                                    | Материал | Платформа |
|--|----------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|----------|-----------|
|  | CN-MAC10 | NP        | C1        | Ø4, H=1, C=10   | Стандартный абатмент, коническое соединение | Титан    |           |
|  | VN-MC101 | NP        | V3        | Ø4, H=1, C=10   |                                             |          |           |
|  | CS-MAC10 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=1, C=10 |                                             |          |           |
|  | VS-MC101 | SP        | V3/C1     | Ø5.8, H=1, C=10 |                                             |          |           |
|  | CW-SMAC1 | WP        | C1        | Ø5.5, H=1, C=10 |                                             |          |           |
|  | CN-MAC30 | NP        | C1        | Ø4, H=3, C=10   | Стандартный абатмент, коническое соединение | Титан    |           |
|  | VN-MC103 | NP        | V3        | Ø4, H=3, C=10   |                                             |          |           |
|  | CS-MC103 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=3, C=10 |                                             |          |           |
|  | VS-MC103 | SP        | V3/C1     | Ø5.8, H=3, C=10 |                                             |          |           |
|  | CW-MC103 | WP        | C1        | Ø5.5, H=3, C=10 |                                             |          |           |
|  | MN-S0160 | NP        | V3/C1     | L=7.6           | Стандартный фиксирующий винт, 30 Нсм        | Титан    |           |
|  | MD-S0220 | SP/WP     | V3/C1     | L=7.6           |                                             |          |           |
|  | MD-G0220 | SP/WP     | V3/C1     | L=7.7           | Фиксирующий винт из сплава, 20 Нсм          | Сплав-s  |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина




Реставрации с цементной фиксацией

СРК -  
Ортопедический  
сет



| № в кат.                                                                           | Платформа | Имплантат | Размеры (мм) | Описание       | Материал | Платформа                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | СК-NPK41  | NP        | C1           | Ø4, H=1, C=4   | Титан    |   |
|                                                                                    | VK-NPK41  | NP        | V3           | Ø4, H=1, C=4   |          |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | СК-СРК41  | SP        | V3/C1        | Ø4.8, H=1, C=4 |          |                                                                                                                                                                             |
|  | СК-NPK42  | NP        | C1           | Ø4, H=2, C=4   | Титан    |   |
|                                                                                    | VK-NPK42  | NP        | V3           | Ø4, H=2, C=4   |          |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | СК-СРК42  | SP        | V3/C1        | Ø4.8, H=2, C=4 |          |                                                                                                                                                                             |
|  | СК-NPK43  | NP        | C1           | Ø4, H=3, C=4   | Титан    |   |
|                                                                                    | VK-NPK43  | NP        | V3           | Ø4, H=3, C=4   |          |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | СК-СРК43  | SP        | V3/C1        | Ø4.8, H=3, C=4 |          |                                                                                                                                                                             |

|                                                                                    | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)   | Описание                                          | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CK-NPK44 | NP        | C1        | Ø4, H=4, C=4   | Ортопедический сет, коническое соединение         | Титан    |                                                                                       |
|                                                                                    | VK-NPK44 | NP        | V3        | Ø4, H=4, C=4   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CK-CPK44 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=4, C=4 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | CK-NPK61 | NP        | C1        | Ø4, H=1, C=6   | Ортопедический сет, коническое соединение         | Титан    |    |
|                                                                                    | VK-NPK61 | NP        | V3        | Ø4, H=1, C=6   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CK-CPK61 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=1, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | VK-CPK61 | SP        | V3/C1     | Ø5.5, H=1, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CK-WPK61 | WP        | C1        | Ø5.5, H=1, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | CK-NPK62 | NP        | C1        | Ø4, H=2, C=6   | Ортопедический сет, коническое соединение         | Титан    |    |
|                                                                                    | VK-NPK62 | NP        | V3        | Ø4, H=2, C=6   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CK-CPK62 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=2, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | VK-CPK62 | SP        | V3/C1     | Ø5.5, H=2, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CK-WPK62 | WP        | C1        | Ø5.5, H=2, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | CK-NPK63 | NP        | C1        | Ø4, H=3, C=6   | Ортопедический сет, коническое соединение         | Титан    |    |
|                                                                                    | VK-NPK63 | NP        | V3        | Ø4, H=3, C=6   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CK-CPK63 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=3, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | VK-CPK63 | SP        | V3/C1     | Ø5.5, H=3, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CK-WPK63 | WP        | C1        | Ø5.5, H=3, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | CK-NPK64 | NP        | C1        | Ø4, H=4, C=6   | Ортопедический сет, коническое соединение         | Титан    |    |
|                                                                                    | VK-NPK64 | NP        | V3        | Ø4, H=4, C=6   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CK-CPK64 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=4, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | VK-CPK64 | SP        | V3/C1     | Ø5.5, H=4, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CK-WPK64 | WP        | C1        | Ø5.5, H=4, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CK-CPK81 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=1, C=8 | Ортопедический сет, коническое соединение         | Титан    |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | VK-CPK81 | SP        | V3/C1     | Ø5.5, H=1, C=8 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CK-CPK82 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=2, C=8 | Ортопедический сет, коническое соединение         | Титан    |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | VK-CPK82 | SP        | V3/C1     | Ø5.5, H=2, C=8 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CK-CPK83 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=3, C=8 | Ортопедический сет, коническое соединение         | Титан    |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | VK-CPK83 | SP        | V3/C1     | Ø5.5, H=3, C=8 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CK-CPK84 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=4, C=8 | Ортопедический сет, коническое соединение         | Титан    |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | VK-CPK84 | SP        | V3/C1     | Ø5.5, H=4, C=8 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CN-CPK41 | NP        | C1        | Ø4, H=1, C=4   | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    |                                                                                   |
|                                                                                    | VN-P4140 | NP        | V3        | Ø4, H=1, C=4   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CS-CPK41 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=1, C=4 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CN-CPK42 | NP        | C1        | Ø4, H=2, C=4   | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    |                                                                                   |
|                                                                                    | VN-P4240 | NP        | V3        | Ø4, H=2, C=4   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CS-CPK42 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=2, C=4 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CN-CPK43 | NP        | C1        | Ø4, H=3, C=4   | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    |                                                                                   |
|                                                                                    | VN-P4340 | NP        | V3        | Ø4, H=3, C=4   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | CS-CPK43 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=3, C=4 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

СРК -  
Ортопедический сет

|  | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)   | Описание                                          | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CN-CPK44 | NP        | C1        | Ø4, H=4, C=4   | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    |                                                                                       |
|  | VN-P4440 | NP        | V3        | Ø4, H=4, C=4   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CS-CPK44 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=4, C=4 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CN-CPK61 | NP        | C1        | Ø4, H=1, C=6   | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    |    |
|  | VN-P6140 | NP        | V3        | Ø4, H=1, C=6   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CS-CPK61 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=1, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | VS-P6155 | SP        | V3/C1     | Ø5.5, H=1, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CW-CPK61 | WP        | C1        | Ø5.5, H=1, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CN-CPK62 | NP        | C1        | Ø4, H=2, C=6   | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    |    |
|  | VN-P6240 | NP        | V3        | Ø4, H=2, C=6   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CS-CPK62 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=2, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | VS-P6255 | SP        | V3/C1     | Ø5.5, H=2, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CW-CPK62 | WP        | C1        | Ø5.5, H=2, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CN-CPK63 | NP        | C1        | Ø4, H=3, C=6   | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    |    |
|  | VN-P6340 | NP        | V3        | Ø4, H=3, C=6   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CS-CPK63 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=3, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | VS-P6355 | SP        | V3/C1     | Ø5.5, H=3, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CW-CPK63 | WP        | C1        | Ø5.5, H=3, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CN-CPK64 | NP        | C1        | Ø4, H=4, C=6   | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    |    |
|  | VN-P6440 | NP        | V3        | Ø4, H=4, C=6   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CS-CPK64 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=4, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | VS-P6455 | SP        | V3/C1     | Ø5.5, H=4, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CW-CPK64 | WP        | C1        | Ø5.5, H=4, C=6 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CS-CPK81 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=1, C=8 | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    |                                                                                                                                                                        |
|  | VS-P8155 | SP        |           | Ø5.5, H=1, C=8 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CS-CPK82 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=2, C=8 | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    |                                                                                                                                                                        |
|  | VS-P8255 | SP        |           | Ø5.5, H=2, C=8 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CS-CPK83 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=3, C=8 | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    |                                                                                                                                                                        |
|  | VS-P8355 | SP        |           | Ø5.5, H=3, C=8 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | CS-CPK84 | SP        | V3/C1     | Ø4.8, H=4, C=8 | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    |                                                                                                                                                                        |
|  | VS-P8455 | SP        |           | Ø5.5, H=4, C=8 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |

H = Высота десневой части


C = Высота коронковой части

L = Длина



Съемное протезирование

## Система абатментов LOCKiT




|                                                                                    | № в кат.                         | Платформа            | Имплантат      | Размеры (мм)                          | Описание                               | Материал | Платформа |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|
|  | CN-LOC01<br>CS-LOC01<br>CW-LOC01 | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | NP<br>SP<br>WP | Ø3.75, H=1<br>Ø3.75, H=1<br>Ø4.5, H=1 | Абатмент LOCKiT, коническое соединение | Титан    | NP SP WP  |
|  | CN-LOC02<br>CS-LOC02             | V3/C1<br>V3/C1       | NP<br>SP       | Ø3.75, H=2<br>Ø3.75, H=2              | Абатмент LOCKiT, коническое соединение | Титан    | NP SP     |
|  | CN-LOC03<br>CS-LOC03<br>CW-LOC03 | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | NP<br>SP<br>WP | Ø3.75, H=3<br>Ø3.75, H=3<br>Ø4.5, H=3 | Абатмент LOCKiT, коническое соединение | Титан    | NP SP WP  |
|  | CN-LOC04<br>CS-LOC04             | V3/C1<br>V3/C1       | NP<br>SP       | Ø3.75, H=4<br>Ø3.75, H=4              | Абатмент LOCKiT, коническое соединение | Титан    | NP SP     |
|  | CN-LOC05<br>CS-LOC05<br>CW-LOC05 | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | NP<br>SP<br>WP | Ø3.75, H=5<br>Ø3.75, H=5<br>Ø4.5, H=5 | Абатмент LOCKiT, коническое соединение | Титан    | NP SP WP  |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

Система  
абатментов  
LOCKiT

|                                                                                    | № в кат.                      | Платформа            | Имплантат      | Размеры (мм)                          | Описание                                | Материал          | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CK-NLC1<br>CK-SLC1<br>CK-WLC1 | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | NP<br>SP<br>WP | Ø3.75, H=1<br>Ø3.75, H=1<br>Ø4.5, H=1 | Комплект LOCKiT, коническое соединение  | Титан             |          |
|    | CK-NLC2<br>CK-SLC2            | V3/C1<br>V3/C1       | NP<br>SP       | Ø3.75, H=2<br>Ø3.75, H=2              | Комплект LOCKiT, коническое соединение  | Титан             |                                                                                             |
|    | CK-NLC3<br>CK-SLC3<br>CK-WLC3 | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | NP<br>SP<br>WP | Ø3.75, H=3<br>Ø3.75, H=3<br>Ø4.5, H=3 | Комплект LOCKiT, коническое соединение  | Титан             |          |
|    | CK-NLC4<br>CK-SLC4            | V3/C1<br>V3/C1       | NP<br>SP       | Ø3.75, H=4<br>Ø3.75, H=4              | Комплект LOCKiT, коническое соединение  | Титан             |                                                                                             |
|   | CK-NLC5<br>CK-SLC5<br>CK-WLC5 | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | NP<br>SP<br>WP | Ø3.75, H=5<br>Ø3.75, H=5<br>Ø4.5, H=5 | Комплект LOCKiT, коническое соединение  | Титан             |       |
|  | MT-LOC10                      |                      |                | Ø7.8<br>L=86                          | Универсальный ключ для системы LOCKiT   | Нержавеющая сталь |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MM-LOC11                      |                      |                | Ø5.4<br>H=4.4                         | Слепочный трансфер для системы LOCKiT   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MM-LOA40<br>MM-LOA50          | NP/SP<br>WP          |                | Ø4, L=10.2<br>Ø5, L=10.2              | Аналог для системы LOCKiT               |                   |    |
|  | MM-LOC02                      |                      |                |                                       | Комплект матриц для системы LOCKiT      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MM-CLE10                      |                      |                | Ø4.75<br>H=1.78                       | Прозрачная матрица для системы LOCKiT   | Нейлон            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MM-PIN10                      |                      |                | Ø4.72<br>H=1.78                       | Розовая матрица для системы LOCKiT      | Нейлон            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MM-BLU10                      |                      |                | Ø4.72<br>H=1.78                       | Синяя матрица LOCKiT для системы LOCKiT | Нейлон            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



|                                                                                     | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)    | Описание                                                       | Материал          | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|    | MM-GRE10 |           |           | Ø4.75<br>H=1.78 | Зеленая матрица для системы LOCKiT                             | Нейлон            |           |
|    | MM-RED10 |           |           | Ø4.72<br>H=1.78 | Красная матрица для системы LOCKiT                             | Нейлон            |           |
|    | MM-BLA10 |           |           | Ø4.75<br>H=1.9  | Техническая матрица для системы LOCKiT                         | Полиэтилен        |           |
|    | MM-TIT10 |           |           | Ø5.5<br>H=2.25  | Металлическая матрица для системы LOCKiT                       | Титан             |           |
|   | MT-RSD19 |           |           | L=19            | Короткий адаптер для динамометрического ключа к системе LOCKiT | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-RSD24 |           |           | L=24            | Длинный адаптер для динамометрического ключа к системе LOCKiT  | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-LOC11 |           |           | Ø7.35<br>H=4.1  | Втулка держателя абатмента LOCKiT                              |                   |           |


H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части


L = Длина



## 5 Ретенционных опций




Экстремая ретенция




Мягкая ретенция



Стандартная ретенция



Экстремая ретенция



Стандартная ретенция



Съемное протезирование

## Комплект OT-Equator





|  | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм) | Описание                                   | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CK-NOE1  | V3/C1     | NP        | Ø4, H=1      | Комплект OT-Equator, коническое соединение | Титан    |    |
|  | CK-SOE1  | V3/C1     | SP        | Ø4.4, H=1    |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CK-WOE1  | C1        | WP        | Ø4.4, H=1    |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CK-NOE2  | V3/C1     | NP        | Ø4, H=2      | Комплект OT-Equator, коническое соединение | Титан    |    |
|  | CK-SOE2  | V3/C1     | SP        | Ø4.4, H=2    |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CK-NOE3  | V3/C1     | NP        | Ø4, H=3      | Комплект OT-Equator, коническое соединение | Титан    |    |
|  | CK-SOE3  | V3/C1     | SP        | Ø4.4, H=3    |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CK-WOE3  | C1        | WP        | Ø4.4, H=3    |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CK-NOE4  | V3/C1     | NP        | Ø4, H=4      | Комплект OT-Equator, коническое соединение | Титан    |                                                                                         |
|  | CK-SOE4  | V3/C1     | SP        | Ø4.4, H=4    |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CK-NOE5  | V3/C1     | NP        | Ø4, H=5      | Комплект OT-Equator, коническое соединение | Титан    |                                                                                         |
|  | CK-SOE5  | V3/C1     | SP        | Ø4.4, H=5    |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм) | Описание                                             | Материал          | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|    | ET-IT002 |           |           |              | Инструмент для замены матриц OT-Equator              |                   |           |
|    | OE-IC002 |           |           |              | Слепочный трансфер для системы OT-Equator            |                   |           |
|    | OE-IC001 |           |           |              | Колпачок слепочного трансфера для системы OT-Equator |                   |           |
|   | OE-RSM60 |           |           |              | Аналог OT-Equator                                    | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-RDL30 |           |           | L=27         | Длинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм  | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-RDS30 |           |           | L=21.3       | Короткая универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм | Нержавеющая сталь |           |
|  | OE-RCP01 |           |           |              | Матрица OT-Equator мягкой ретенции (розовая)         |                   |           |
|  | OE-RCW01 |           |           |              | Матрица OT-Equator стандартной ретенции (белая)      |                   |           |
|  | OE-RCV01 |           |           |              | Матрица OT-Equator жесткой ретенции (фиолетовая)     |                   |           |
|  | OE-RCY01 |           |           |              | Матрица OT-Equator экстра мягкой ретенции (желтая)   |                   |           |
|  | OE-RCB01 |           |           |              | Техническая матрица OT-Equator (черная)              |                   |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



Съемное протезирование

## Система шаровидного абатмента



|  | № в кат.                         | Платформа            | Имплантат      | Размеры (мм)                      | Описание                                   | Материал          | Платформа |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  | CN-B1330<br>CS-B1375<br>CW-B1500 | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=1<br>Ø4.4, H=1<br>Ø4.4, H=1 | Шаровидный абатмент, коническое соединение | Титан             | NP SP WP  |
|  | CN-B2330<br>CS-B2375             | V3/C1                | NP<br>SP       | Ø4, H=2<br>Ø4.4, H=2              | Шаровидный абатмент, коническое соединение | Титан             | NP SP     |
|  | CN-B3330<br>CS-B3375<br>CW-B3500 | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=3<br>Ø4.4, H=3<br>Ø4.4, H=3 | Шаровидный абатмент, коническое соединение | Титан             | NP SP WP  |
|  | CN-B4330<br>CS-B4375             | V3/C1                | NP<br>SP       | Ø4, H=4<br>Ø4.4, H=4              | Шаровидный абатмент, коническое соединение | Титан             | NP SP     |
|  | CS-B5375                         | V3/C1                | SP             | Ø4.4, H=5                         | Шаровидный абатмент, коническое соединение | Титан             | SP        |
|  | MB-RS375                         |                      |                | L=15.1                            | Аналог шаровидного абатмента               | Нержавеющая сталь |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Платформа | Имплантат | Размеры (мм)  | Описание                                                    | Материал          | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|    | MB-SF200 |           |           | Ø3.7<br>L=3.5 | Пластиковая матрица                                         | Пластик           |           |
|    | MB-GPS10 |           |           | L=2.4         | Матрица из сплава                                           | Сплав-е           |           |
|    | MB-TTP10 |           |           | Ø3.5<br>L=3.1 | Титановая матрица                                           | Титан             |           |
|    | MB-PR010 |           |           | Ø3.8<br>L=2   | Защитный колпачок для титановой матрицы                     | Пластик           |           |
|   | MB-TBS10 |           |           | Ø2.5          | Пружинка для титановой матрицы, стандартная ретенция        | Сталь             |           |
|  | MB-TBS20 |           |           | Ø2.6          | Пружинка для титановой матрицы, мягкая ретенция             | Сталь             |           |
|  | MB-DMH10 |           |           |               | Двойной комплект матриц                                     |                   |           |
|  | MB-PPC10 |           |           | Ø4.2<br>L=2.6 | Жесткая пластмассовая втулка для металлической матрицы      | Пластик           |           |
|  | MB-PPR10 |           |           | Ø4.2<br>L=2.6 | Стандартная пластиковая втулка для металлической матрицы    | Пластик           |           |
|  | MB-DB235 |           |           | Ø15<br>L=2.6  | Пластиковое защитное кольцо для перебазировки в полости рта | Пластик           |           |
|  | MT-RB225 |           |           | L=22          | Ключ для прямого шаровидного абатмента                      | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-NB225 |           |           | L=22          | Ключ для прямого шаровидного абатмента                      | Нержавеющая сталь |           |

H = Высота десневой части


C = Высота коронковой части

L = Длина



Съемное протезирование

Балочная система





| № в кат.                                                                                    | Размеры (мм)          | Описание                         | Материал           | Платформа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
|  MM-TRU10 | Ø2.8<br>L=50<br>H=2.9 | Титановая балка                  | Титан              |           |
|  MM-PBU10 | Ø1.6<br>L=80<br>H=2.3 | Пластиковый бар овальное сечение | Пластик            |           |
|  MM-GB100 | Ø1.9<br>L=50          | Бар из сплава овальное сечение   | Сплав-е            |           |
|  MM-GBU10 | L=50                  | Бар из сплава овальное сечение   | Сплав-е            |           |
|  MM-PC100 | Ø1.9<br>L=85          | Пластиковый бар, круглое сечение | Выжигаемый пластик |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина







# MGUIDE - СИСТЕМА ХИРУРГИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИИ

MGUIDE – это инновационная система хирургической навигации, предназначенная для облегчения работы клиницистов и охватывающая планирование протезирования и простые в использовании инструменты для обеспечения максимально предсказуемых результатов.





MGUIDE

Демонстрационный  
хирургический  
шаблон



№ в кат.      Размеры (мм)      Описание      Материал      Поставка



MG-TMP10

Индивидуальный хирургический шаблон  
MGUIDE (демонстрационный образец)



MG-TMP20

Индивидуальный хирургический шаблон  
MGUIDE с полной адентией  
(демонстрационный образец)



MGUIDE

## Набор MGUIDE для установки имплантатов



MG-K004

Набор MGUIDE для установки имплантатов

| № в кат.                                                                            | Размеры (мм)               | Описание                                        | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MG-TP055<br>Ø5.5<br>L=26   | Мукотом MGUIDE                                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-BM047<br>Ø4.7<br>L=24.5 | Фреза для костной пластики MGUIDE               | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-BM055<br>Ø5.5<br>L=24.5 | Фреза для костной пластики MGUIDE               | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-D0624<br>Ø2.4<br>L=30.8 | Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 6 мм  | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-D0824<br>Ø2.4<br>L=32.8 | Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 8 мм  | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-D1024<br>Ø2.4<br>L=34.8 | Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 10 мм | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

## Набор MGUIDE для установки имплантатов

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)        | Описание                                                                                       | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MG-D1124 | Ø2.4<br>L=36.3      | Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 11.5 мм                                              | Нержавеющая сталь |       |
|    | MG-D1324 | Ø2.4<br>L=37.8      | Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 13 мм                                                | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D0833 | Ø2.3-3.25<br>L=32.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 8 мм, коническое соединение              | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D1033 | Ø2.3-3.25<br>L=34.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 10 мм, коническое соединение             | Нержавеющая сталь |       |
|   | CG-D1133 | Ø2.3-3.25<br>L=36.3 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 11.5 мм, коническое соединение           | Нержавеющая сталь |     |
|  | CG-D1333 | Ø2.3-3.25<br>L=37.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 13 мм, коническое соединение             | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-D0839 | Ø2.9-3.85<br>L=32.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 8 мм, коническое соединение    | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-D1039 | Ø2.9-3.85<br>L=34.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 10 мм, коническое соединение   | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-D1139 | Ø2.9-3.85<br>L=36.3 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-D1339 | Ø2.9-3.85<br>L=37.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 13 мм, коническое соединение   | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-D0843 | Ø3.4-4.25<br>L=32.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø4.20/Ø4.30 мм, длиной 8 мм, коническое соединение    | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-D1043 | Ø3.4-4.25<br>L=34.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø4.20/Ø4.30 мм, длиной 10 мм, коническое соединение   | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)        | Описание                                                                                       | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CG-D1143 | Ø3.4-4.25<br>L=36.3 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø4.20/Ø4.30 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D1343 | Ø3.4-4.25<br>L=37.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø4.20/Ø4.30 мм, длиной 13 мм, коническое соединение   | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D0850 | Ø3.9-4.95<br>L=32.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 8 мм, коническое соединение              | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D1050 | Ø3.9-4.95<br>L=34.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 10 мм, коническое соединение             | Нержавеющая сталь |       |
|   | CG-D1150 | Ø3.9-4.95<br>L=36.3 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение           | Нержавеющая сталь |     |
|  | CG-D1350 | Ø3.9-4.95<br>L=37.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 13 мм, коническое соединение             | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-DLG55 | Ø5.5<br>L=55        | Измеритель длины фрез MGUIDE                                                                   | Титан             |   |
|  | CG-GRN01 | Ø5.5<br>L=30.5      | Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа           | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-GMN10 | Ø5.5<br>L=31        | Имплантовод MGUIDE C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-GRN10 | Ø5.5<br>L=26        | Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа           | Нержавеющая сталь |   |
|  | VG-GRN01 | Ø5.5<br>L=30.5      | Имплантовод MGUIDE V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа           | Нержавеющая сталь |   |
|  | VG-GMN10 | Ø5.5<br>L=31        | Имплантовод MGUIDE V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа                  | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

## Набор MGUIDE для установки имплантатов




|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)   | Описание                                                                                                   | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | VG-GRN10 | Ø5.5<br>L=25.5 | Имплантовод MGUIDE V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа                       | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-GRS01 | Ø5.5<br>L=31   | Имплантовод MGUIDE V3/C1 с фиксатором для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-GMS10 | Ø5.5<br>L=32   | Имплантовод MGUIDE V3/C1 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа                     | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-GRS10 | Ø5.5<br>L=27   | Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа                 | Нержавеющая сталь |       |
|   | VG-GRS10 | Ø5.5<br>L=26   | Имплантовод MGUIDE V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа                 | Нержавеющая сталь |       |
|  | CG-GRW01 | Ø5.5<br>L=31   | Имплантовод MGUIDE C1 с фиксатором для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа        | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-GMW10 | Ø5.5<br>L=32   | Имплантовод MGUIDE C1 для микромотора, коническое соединение, широкая платформа                            | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-GRW10 | Ø5.5<br>L=27   | Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа                     | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-TAS55 | Ø5.5<br>L=24   | Винт для фиксации шаблона MGUIDE                                                                           | Титан             |   |
|  | MG-FP020 | Ø2<br>L=29     | Фиксирующий пин MGUIDE                                                                                     | Титан             |   |
|  | MG-DFP20 | Ø2<br>L=35.3   | Фреза MGUIDE для фиксирующего пина                                                                         | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-RDL30 | L=27           | Длинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм                                                        | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

|                                                                                  | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                       | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MT-RA480 |              | Шестигранный переходник для реверсивного ключа | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-RI030 | L=84         | Реверсивный ключ                               |                   |   |

L = Длина

 6 Диаметров





MGUIDE

Набор MGUIDE для  
установки имплантатов,  
узкая втулка









MG-K005

Набор MGUIDE для установки  
имплантатов, узкая втулка

| № в кат.                                                                            | Размеры (мм)               | Описание                                                         | Материал             | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MG-NBM40<br>Ø4<br>L=24.5   | Фреза MGUIDE для костной пластики (узкая втулка)                 | Нержавеющая<br>сталь |   |
|  | MG-NTP40<br>Ø4<br>L=26     | Мукотом MGUIDE (узкая втулка)                                    | Нержавеющая<br>сталь |   |
|  | MG-N0624<br>Ø2.4<br>L=30.8 | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов<br>длиной 6 мм | Нержавеющая<br>сталь |   |
|  | MG-N0824<br>Ø2.4<br>L=32.8 | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов<br>длиной 8 мм | Нержавеющая<br>сталь |   |

L = Длина



|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)        | Описание                                                                                                      | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MG-N1024 | Ø2.4<br>L=34.8      | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 10 мм                                                | Нержавеющая сталь |       |
|    | MG-N1124 | Ø2.4<br>L=36.3      | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 11.5 мм                                              | Нержавеющая сталь |       |
|    | MG-N1324 | Ø2.4<br>L=37.8      | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 13 мм                                                | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-N0833 | Ø2.3-3.25<br>L=32.8 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 8 мм, коническое соединение          | Нержавеющая сталь |       |
|   | CG-N1033 | Ø2.3-3.25<br>L=34.8 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 10 мм, коническое соединение         | Нержавеющая сталь |     |
|  | CG-N1133 | Ø2.3-3.25<br>L=36.3 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение       | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N1333 | Ø2.3-3.25<br>L=37.8 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 13 мм, коническое соединение         | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N0839 | Ø2.9-3.85<br>L=32.8 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 8 мм, коническое соединение    | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N1039 | Ø2.9-3.85<br>L=34.8 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 10 мм, коническое соединение   | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N1139 | Ø2.9-3.85<br>L=36.3 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N1339 | Ø2.9-3.85<br>L=37.8 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 13 мм, коническое соединение   | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-NLG40 | Ø4<br>L=55          | Измеритель длины фрез MGUIDE (узкая втулка)                                                                   | Титан             |   |

L = Длина

Набор MGUIDE  
для установки  
имплантатов,  
узкая втулка

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                                     | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CG-NMN10 | Ø4<br>L=31   | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа                 | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-NMS10 | Ø4<br>L=32   | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3/C1 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа        | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-NRN10 | Ø4<br>L=26   | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа          | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-NRN01 | Ø4<br>L=30.5 | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа          | Нержавеющая сталь |       |
|   | CG-NRS10 | Ø4<br>L=27   | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа    | Нержавеющая сталь |       |
|  | CG-NRS01 | Ø4<br>L=31   | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3/C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |   |
|  | VG-NMN10 | Ø4<br>L=31   | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа                 | Нержавеющая сталь |   |
|  | VG-NRN10 | Ø4<br>L=25.5 | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа          | Нержавеющая сталь |   |
|  | VG-NRN01 | Ø4<br>L=30.5 | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа          | Нержавеющая сталь |   |
|  | VG-NRS10 | Ø4<br>L=26   | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа    | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-NTAS0 | Ø4<br>L=24   | Винт для фиксации шаблона MGUIDE (узкая втулка)                                                              | Титан             |   |

L = Длина



MGUIDE

## Набор фрез MGUIDE 16мм

MG-KD07  
Набор фрез MGUIDE 16мм



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



MG-D0024

 $\varnothing 2.2$   
L=16

Маркирующая фреза MGUIDE

Нержавеющая  
стальINSIDE  
KITSTAND  
ALONE

MG-D0624

 $\varnothing 2.4$   
L=30.8

Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 6 мм

Нержавеющая  
стальINSIDE  
KITSTAND  
ALONE

MG-D1624

 $\varnothing 2-2.4$   
L=16

Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 16 мм

Нержавеющая  
стальINSIDE  
KITSTAND  
ALONE


L = Длина

# Набор фрез MGUIDE 16мм

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)     | Описание                                                                                              | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CG-D1633 | Ø2.3-3.3<br>L=16 | Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 16 мм, коническое соединение                    | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D1639 | Ø2.9-3.9<br>L=16 | Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.90, длиной 16 мм, коническое соединение                    | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D1643 | Ø3.4-4.3<br>L=16 | Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø4.30, длиной 16 мм, коническое соединение                    | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D1650 | Ø3.9-5<br>L=16   | Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 16 мм, коническое соединение                    | Нержавеющая сталь |       |
|   | MG-N0024 | Ø2.2<br>L=16     | Маркирующая фреза MGUIDE (узкая втулка)                                                               | Нержавеющая сталь |       |
|  | MG-N0624 | Ø2.4<br>L=30.8   | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 6 мм                                         | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-N1624 | Ø2-2.4<br>L=16   | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 16 мм                                        | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N1633 | Ø2.3-3.3<br>L=16 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 16 мм, коническое соединение | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N1639 | Ø2.9-3.9<br>L=16 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.90 мм, длиной 16 мм, коническое соединение | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина





## РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания MIS предлагает большой ассортимент материалов для направленной костной регенерации, предназначенных для решения широкого спектра клинических задач. Биоматериалы MIS для НКР доступны в различных объемах и носителях, что значительно упрощает работу с ними непосредственно во время операции. Безопасность всей продукции MIS, включая биоматериалы для НКР, обеспечивается высоким уровнем всех производственных процессов и многоступенчатым контролем качества.





Остеопласт. материалы

Остеопластический  
цемент  
4MATRIX+



№ в кат.      Описание



BS-4MXP1      4MATRIX+ остеопластический цемент, 1cc



BS-4MXP5      4MATRIX+ остеопластический цемент, 0,5cc





Остеопласт. материалы

Остеопластический  
цемент  
BONDBONE



№ в кат.

Описание



BS-BB005

BONDBONE 0.5 см<sup>3</sup>, 3 носителя



BS-BB010

BONDBONE 1 см<sup>3</sup>, 3 носителя



Остеопласт. материалы

Синтетический  
остеопластический  
материал  
4BONE BCH



№ в кат.

Описание



BS-4BS01

4BONE BCH, шприц объемом 0.5 см<sup>3</sup>, размер гранул: 0.5-1 мм



BS-4BS1S

4BONE BCH туба объемом 1 см<sup>3</sup>, размер гранул: 0.5-1 мм



BS-4BS25

4BONE BCH, туба объемом 2.5 см<sup>3</sup>, размер гранул: 1-2 мм



Барьерные мембраны

Резорбируемая  
коллагеновая мембрана  
4BONE RCM



№ в кат.

Описание



BR-C1525

Мембрана 4BONE RCM, 15x25 мм



BR-C2030

Мембрана 4BONE RCM, 20x30 мм



BR-C3040

Мембрана 4BONE RCM, 30x40 мм






## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для Вашего удобства в следующем разделе содержится дополнительная информация о продуктах и манипуляциях, требующих более развернутого объяснения, представленная в виде иллюстраций, схем, технических спецификаций и другой документации.



Дополнительная информация


Фреза-пилот,  
внешнее  
охлаждение





Дополнительная информация

Формирующие  
фрезы, внешнее  
охлаждение





Рекомендации по использованию ортопедических компонентов MIS

| Сегмент                        | Передний<br>отдел верхней<br>челюсти                                              | Клыки, премоляры и моляры                                                                     |                                                                                 |                                                                               |                                                                                       | Премоляры и<br>моляры                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Угол<br>наклона<br>имплантата  | 15° или 25°                                                                       | Максимум до<br>3.5°                                                                           |                                                                                 |                                                                               | 15° или 25°                                                                           | Максимум до 4°                                                                   |
| Высота<br>десны                | Щечный<br>уровень<br>максимум до<br>3 мм<br>Небный уровень<br>максимум до<br>4 мм | Щечный<br>уровень<br>максимум до<br>3 мм<br>Язычный/<br>небный уровень<br>максимум до<br>4 мм | Изменяется в<br>соответствии<br>с контуром<br>десны.<br>Высота десны 1,<br>3 мм | Щечный<br>уровень<br>максимум до<br>2 мм                                      | Щечный<br>уровень<br>максимум до<br>3 мм<br>Язычный<br>уровень<br>максимум до<br>4 мм | В зависимости<br>от высоты десны<br>высота уступа<br>составляет 1, 2,<br>3, 4 мм |
| Номер по<br>каталогу           | CS-A1510<br>CS-A2510                                                              | CS-A0010                                                                                      | CS-MAC10<br>CS-MC103                                                            | CS-GPC10<br>CS-GP010                                                          | CS-AN151<br>CS-AN251                                                                  | CS-CPK61<br>CS-CPK62<br>CS-CPK63<br>CS-CPK64                                     |
| Наиме-<br>нование<br>абатмента | Эстетический<br>угловой<br>абатмент                                               | Эстетический<br>абатмент                                                                      | Стандартный<br>абатмент                                                         | Пластиковый<br>абатмент с<br>основой из<br>сплава для<br>винтовой<br>фиксации | Угловой<br>абатмент                                                                   | Трансгингиваль-<br>ный абатмент                                                  |
| Вид сверху                     |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                 |                                                                               |                                                                                       |                                                                                  |
|                                |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                 | Вид снизу<br>                                                                 |                                                                                       |                                                                                  |

\*Только с целью рекомендации






Дополнительная информация

## Состав сплавов

|           | Материал                  | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Сплав-а          | Сплав-с          | Сплав-е  |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------|
|           | Применение                | C, K                             | L, G, K          | L, G, K          | L, K     |
| Состав    | Сплав %                   | -                                | 60               | 61               | 70       |
|           | Платина %                 | -                                | 19               | 13.5             | 8.50     |
|           | Серебро %                 | -                                | -                | 16.5             | 13.40    |
|           | Палладий %                | -                                | 20               | -                | -        |
|           | Медь %                    | -                                | -                | 9                | 7.50     |
|           | Цинк %                    |                                  | -                | Равные пропорции | 0.05     |
|           | Иридий %                  |                                  | Равные пропорции | -                | 0.10     |
|           | Титан (макс.)             | Равные пропорции                 | -                | -                | -        |
|           | Углерод (макс.)           | 0.08                             | -                | -                | -        |
|           | Железо (макс.)            | 0.25                             | -                | -                | -        |
|           | Кислород (макс.)          | 0.13                             | -                | -                | -        |
|           | Азот (макс.)              | 0.05                             | -                | -                | -        |
|           | Водород (макс.)           | 0.013                            | -                | -                | -        |
|           | Алюминий                  | 5.5-6.5                          | -                | -                | -        |
|           | Ванадий                   | 3.5-4.5                          | -                | -                | -        |
|           | Температура плавления, С° | 1604-1660                        | 1400-1490        | 950-1050         | 895-1010 |
| Твердость | Мягкий отжиг, HV5         | -                                | 145              | 160              | 170      |
|           | Закаливание, HV5          | 350-385                          | 240              | 250              | 295      |
|           | Мягкий отжиг, С°/мин      | -                                | 100/30           | 750/5            | 750/5    |
|           | Закаливание, С°/мин       | -                                | 700/30           | 350/15           | 450/15   |





ИНДЕКСЫ

№ в кат.

Стр.

В

|          |     |
|----------|-----|
| BR-C1525 | 115 |
| BR-C2030 | 115 |
| BR-C3040 | 115 |
| BS-4BS01 | 114 |
| BS-4BS1S | 114 |
| BS-4BS25 | 114 |
| BS-4MXP1 | 112 |
| BS-4MXP5 | 112 |
| BS-BB005 | 113 |
| BS-BB010 | 113 |

C

|           |    |
|-----------|----|
| C1-08375  | 17 |
| C1-08420  | 19 |
| C1-08500  | 21 |
| C1-10330  | 15 |
| C1-10375  | 17 |
| C1-10420  | 19 |
| C1-10500  | 21 |
| C1-11330  | 15 |
| C1-11375  | 17 |
| C1-11420  | 19 |
| C1-11500  | 21 |
| C1-13330  | 15 |
| C1-13375  | 17 |
| C1-13420  | 19 |
| C1-13500  | 21 |
| C1-16330  | 15 |
| C1-16375  | 17 |
| C1-16420  | 19 |
| C1-16500  | 21 |
| C1B-08375 | 23 |
| C1B-08420 | 23 |
| C1B-08500 | 23 |
| C1B-10330 | 23 |
| C1B-10375 | 23 |
| C1B-10420 | 23 |
| C1B-10500 | 23 |
| C1B-11330 | 23 |
| C1B-11375 | 23 |
| C1B-11420 | 23 |

№ в кат.

Стр.

|           |     |
|-----------|-----|
| C1B-11500 | 23  |
| C1B-13330 | 23  |
| C1B-13375 | 23  |
| C1B-13420 | 23  |
| C1B-13500 | 23  |
| C1B-16330 | 23  |
| C1B-16375 | 23  |
| C1B-16420 | 23  |
| C1B-16500 | 23  |
| CG-D0833  | 100 |
| CG-D0839  | 100 |
| CG-D0843  | 100 |
| CG-D0850  | 101 |
| CG-D1033  | 100 |
| CG-D1039  | 100 |
| CG-D1043  | 100 |
| CG-D1050  | 101 |
| CG-D1133  | 100 |
| CG-D1139  | 100 |
| CG-D1143  | 101 |
| CG-D1150  | 101 |
| CG-D1333  | 100 |
| CG-D1339  | 100 |
| CG-D1343  | 101 |
| CG-D1350  | 101 |
| CG-D1633  | 108 |
| CG-D1639  | 108 |
| CG-D1643  | 108 |
| CG-D1650  | 108 |
| CG-GMN10  | 101 |
| CG-GMS10  | 102 |
| CG-GMW10  | 102 |
| CG-GRN01  | 101 |
| CG-GRN10  | 101 |
| CG-GRS01  | 102 |
| CG-GRS10  | 102 |
| CG-GRW01  | 102 |
| CG-GRW10  | 102 |
| CG-N0833  | 105 |
| CG-N0839  | 105 |
| CG-N1033  | 105 |
| CG-N1039  | 105 |
| CG-N1133  | 105 |
| CG-N1139  | 105 |
| CG-N1333  | 105 |
| CG-N1339  | 105 |
| CG-N1633  | 108 |
| CG-N1639  | 108 |
| CG-NMN10  | 106 |
| CG-NMS10  | 106 |
| CG-NRN01  | 106 |
| CG-NRN10  | 106 |
| CG-NRS01  | 106 |
| CG-NRS10  | 106 |
| CG-NTAS0  | 106 |

№ в кат.

Стр.

|          |     |
|----------|-----|
| CG-TAS55 | 102 |
| CK-CPK41 | 84  |
| CK-CPK42 | 84  |
| CK-CPK43 | 84  |
| CK-CPK44 | 85  |
| CK-CPK61 | 85  |
| CK-CPK62 | 85  |
| CK-CPK63 | 85  |
| CK-CPK64 | 85  |
| CK-CPK81 | 85  |
| CK-CPK82 | 85  |
| CK-CPK83 | 85  |
| CK-CPK84 | 85  |
| CK-NLC1  | 88  |
| CK-NLC2  | 88  |
| CK-NLC3  | 88  |
| CK-NLC4  | 88  |
| CK-NLC5  | 88  |
| CK-NOE1  | 90  |
| CK-NOE2  | 90  |
| CK-NOE3  | 90  |
| CK-NOE4  | 90  |
| CK-NOE5  | 90  |
| CK-NPK41 | 84  |
| CK-NPK42 | 84  |
| CK-NPK43 | 84  |
| CK-NPK44 | 85  |
| CK-NPK61 | 85  |
| CK-NPK62 | 85  |
| CK-NPK63 | 85  |
| CK-NPK64 | 85  |
| CK-SLC1  | 88  |
| CK-SLC2  | 88  |
| CK-SLC3  | 88  |
| CK-SLC4  | 88  |
| CK-SLC5  | 88  |
| CK-SOE1  | 90  |
| CK-SOE2  | 90  |
| CK-SOE3  | 90  |
| CK-SOE4  | 90  |
| CK-SOE5  | 90  |
| CK-WLC1  | 88  |
| CK-WLC3  | 88  |
| CK-WLC5  | 88  |
| CK-WOE1  | 90  |
| CK-WOE3  | 90  |
| CK-WPK61 | 85  |
| CK-WPK62 | 85  |
| CK-WPK63 | 85  |
| CK-WPK64 | 85  |
| CM-N1480 | 71  |
| CM-N2480 | 71  |
| CM-N3480 | 71  |
| CM-N5480 | 71  |
| CM-S1480 | 71  |

| № в кат. | Стр. | № в кат. | Стр. | № в кат. | Стр. |
|----------|------|----------|------|----------|------|
| CM-S2480 | 71   | CN-LOC02 | 87   | CS-CPK63 | 86   |
| CM-S3480 | 71   | CN-LOC03 | 87   | CS-CPK64 | 86   |
| CM-S4480 | 71   | CN-LOC04 | 87   | CS-CPK81 | 86   |
| CM-S5480 | 71   | CN-LOC05 | 87   | CS-CPK82 | 86   |
| CM-SO171 | 72   | CN-MAB10 | 80   | CS-CPK83 | 86   |
| CM-SO172 | 72   | CN-MAC10 | 83   | CS-CPK84 | 86   |
| CM-SO301 | 72   | CN-MAC30 | 83   | CS-EZB15 | 75   |
| CM-SO302 | 72   | CN-MAN10 | 79   | CS-GP010 | 74   |
| CM-W1480 | 71   | CN-PF330 | 63   | CS-GPC10 | 74   |
| CM-W3480 | 71   | CN-RSM10 | 63   | CS-I0375 | 62   |
| CM-WO171 | 72   | CN-SP102 | 78   | CS-IB091 | 80   |
| CM-WO172 | 72   | CN-TB001 | 76   | CS-IB121 | 80   |
| CM-WO301 | 72   | CN-TB002 | 77   | CS-IC481 | 62   |
| CM-WO302 | 72   | CN-TB015 | 76   | CS-IC485 | 63   |
| CN-AGT12 | 80   | CN-TB030 | 76   | CS-IN060 | 76   |
| CN-AN001 | 81   | CN-TBF15 | 77   | CS-IN160 | 77   |
| CN-AN003 | 81   | CN-TBF30 | 77   | CS-IN360 | 77   |
| CN-AN010 | 81   | CN-TC013 | 64   | CS-IO391 | 62   |
| CN-AN020 | 82   | CN-TC023 | 64   | CS-IO395 | 62   |
| CN-AN310 | 82   | CN-TC033 | 65   | CS-IO485 | 62   |
| CN-AN320 | 82   | CN-TCI23 | 65   | CS-IT300 | 63   |
| CN-AT002 | 81   | CN-TCI33 | 65   | CS-LEZ15 | 75   |
| CN-AT102 | 81   | CN-TPA10 | 65   | CS-LOC01 | 87   |
| CN-AT202 | 82   | CN-TPH50 | 65   | CS-LOC02 | 87   |
| CN-B1330 | 92   | CS-A0010 | 81   | CS-LOC03 | 87   |
| CN-B2330 | 92   | CS-A0030 | 81   | CS-LOC04 | 87   |
| CN-B3330 | 92   | CS-A1510 | 82   | CS-LOC05 | 87   |
| CN-B4330 | 92   | CS-A1530 | 82   | CS-MAB10 | 80   |
| CN-C2040 | 66   | CS-A2510 | 82   | CS-MAC10 | 83   |
| CN-C3040 | 66   | CS-A2530 | 82   | CS-MAN10 | 79   |
| CN-CPK41 | 85   | CS-AGT12 | 80   | CS-MC103 | 83   |
| CN-CPK42 | 85   | CS-AN151 | 82   | CS-PF375 | 63   |
| CN-CPK43 | 85   | CS-AN251 | 82   | CS-RSM10 | 63   |
| CN-CPK44 | 86   | CS-AT002 | 81   | CS-SP102 | 78   |
| CN-CPK61 | 86   | CS-AT152 | 82   | CS-TB001 | 76   |
| CN-CPK62 | 86   | CS-AT252 | 82   | CS-TB002 | 77   |
| CN-CPK63 | 86   | CS-B1375 | 92   | CS-TB015 | 76   |
| CN-CPK64 | 86   | CS-B2375 | 92   | CS-TB030 | 76   |
| CN-EZB15 | 75   | CS-B3375 | 92   | CS-TBF15 | 77   |
| CN-GP010 | 74   | CS-B4375 | 92   | CS-TBF30 | 77   |
| CN-GPC10 | 74   | CS-B5375 | 92   | CS-TC013 | 64   |
| CN-I0330 | 62   | CS-C1540 | 66   | CS-TC023 | 64   |
| CN-IB091 | 80   | CS-C1557 | 66   | CS-TC033 | 65   |
| CN-IB121 | 80   | CS-C2040 | 66   | CS-TCI23 | 65   |
| CN-IC401 | 62   | CS-C2057 | 66   | CS-TCI33 | 65   |
| CN-IC405 | 63   | CS-C3040 | 66   | CS-TPA10 | 65   |
| CN-IN060 | 76   | CS-C3057 | 66   | CS-TPH50 | 65   |
| CN-IN160 | 77   | CS-C4040 | 66   | CT-BGP32 | 47   |
| CN-IN360 | 77   | CS-C4057 | 66   | CT-BGP35 | 47   |
| CN-IO331 | 62   | CS-CPK41 | 85   | CT-BGP46 | 47   |
| CN-IO335 | 62   | CS-CPK42 | 85   | CT-BP320 | 47   |
| CN-IO405 | 62   | CS-CPK43 | 85   | CT-BP355 | 47   |
| CN-IT300 | 63   | CS-CPK44 | 86   | CT-BP460 | 47   |
| CN-LEZ15 | 75   | CS-CPK61 | 86   | CT-BTC24 | 42   |
| CN-LOC01 | 87   | CS-CPK62 | 86   | CT-BTC30 | 42   |



| № в кат.  | Стр. | № в кат. | Стр. | № в кат.  | Стр. |
|-----------|------|----------|------|-----------|------|
| MD-G0213  | 63   | MM-CCR04 | 69   | MM-TRU10  | 94   |
| MD-G0220  | 74   | MM-CCR05 | 69   | MN-E0160  | 75   |
| MD-G0220  | 83   | MM-CCRI4 | 69   | MN-G0160  | 63   |
| MD-S0200  | 82   | MM-CCRI5 | 69   | MN-S0160  | 63   |
| MD-S0220  | 63   | MM-CE046 | 68   | MN-S0160  | 65   |
| MD-S0220  | 63   | MM-CE056 | 68   | MN-S0160  | 74   |
| MD-S0220  | 65   | MM-CEI46 | 68   | MN-S0160  | 77   |
| MD-S0220  | 74   | MM-CEI56 | 68   | MN-S0160  | 82   |
| MD-S0220  | 74   | MM-CF048 | 68   | MN-S0160  | 83   |
| MD-S0220  | 77   | MM-CF054 | 68   | MO-CO160  | 50   |
| MD-S0220  | 82   | MM-CFI48 | 68   | MO-CO200  | 50   |
| MD-S0220  | 83   | MM-CFI54 | 69   | MO-CO240  | 50   |
| MG2-06160 | 25   | MM-CLE10 | 88   | MO-CO280  | 50   |
| MG2-08160 | 25   | MM-GB100 | 94   | MO-SO300  | 50   |
| MG2-10160 | 25   | MM-GBU10 | 94   | MO-SO350  | 50   |
| MG2-12160 | 25   | MM-GRE10 | 89   | MO-SO400  | 50   |
| MG-BM047  | 99   | MM-H0540 | 67   | MT-BTI20  | 36   |
| MG-BM055  | 99   | MM-H0557 | 67   | MT-BTI20  | 45   |
| MG-D0024  | 107  | MM-H1540 | 67   | MT-CLM21  | 39   |
| MG-D0624  | 99   | MM-H1557 | 67   | MT-CLM21  | 69   |
| MG-D0624  | 107  | MM-H3040 | 67   | MT-CLR21  | 39   |
| MG-D0824  | 99   | MM-H3557 | 67   | MT-CLR21  | 70   |
| MG-D1024  | 99   | MM-IC040 | 67   | MT-CSM21  | 39   |
| MG-D1124  | 100  | MM-IC057 | 67   | MT-CSM21  | 69   |
| MG-D1324  | 100  | MM-ICI40 | 67   | MT-CSN33  | 31   |
| MG-D1624  | 107  | MM-ICI57 | 67   | MT-CSN33  | 42   |
| MG-DFP20  | 102  | MM-IO011 | 67   | MT-CSR21  | 40   |
| MG-DLG55  | 101  | MM-IO040 | 67   | MT-CSR21  | 70   |
| MG-FP020  | 102  | MM-IO057 | 67   | MT-DE001  | 37   |
| MG-N0024  | 108  | MM-IOI11 | 67   | MT-DE001  | 45   |
| MG-N0624  | 104  | MM-IOI40 | 67   | MT-ELM10  | 40   |
| MG-N0624  | 108  | MM-IOI57 | 67   | MT-ELM10  | 75   |
| MG-N0824  | 104  | MM-LOA40 | 88   | MT-ELR10  | 40   |
| MG-N1024  | 105  | MM-LOA50 | 88   | MT-ELR10  | 56   |
| MG-N1124  | 105  | MM-LOC02 | 88   | MT-ELR10  | 75   |
| MG-N1324  | 105  | MM-LOC11 | 88   | MT-ESM10  | 40   |
| MG-N1624  | 108  | MM-MAN40 | 69   | MT-ESM10  | 75   |
| MG-NBM40  | 104  | MM-MAN40 | 79   | MT-ESR10  | 40   |
| MG-NLG40  | 105  | MM-MAN57 | 69   | MT-ESR10  | 75   |
| MG-NTP40  | 104  | MM-MAN57 | 79   | MT-GDN33  | 31   |
| MG-TMP10  | 98   | MM-PBU10 | 94   | MT-GDN33  | 43   |
| MG-TMP20  | 98   | MM-PC100 | 94   | MT-GDN50  | 31   |
| MG-TP055  | 99   | MM-PIN10 | 88   | MT-GDN50  | 43   |
| MK-0022   | 58   | MM-RED10 | 89   | MT-HLI10  | 51   |
| MK-0023   | 52   | MM-RSM41 | 67   | MT-HSI10  | 51   |
| MK-0024   | 53   | MM-RSM57 | 68   | MT-HTS10  | 38   |
| MK-BC101  | 48   | MM-S0160 | 70   | MT-IT100  | 38   |
| MK-C101   | 57   | MM-SA160 | 70   | MT-IT100* | 70   |
| MK-CDS08  | 49   | MM-SP104 | 69   | MT-LCD20  | 25   |
| MK-CDS10  | 49   | MM-SP105 | 69   | MT-LM005  | 37   |
| MK-CDS11  | 49   | MM-TC041 | 68   | MT-LM005  | 38   |
| MK-CDS13  | 49   | MM-TC057 | 68   | MT-LM005  | 54   |
| MM-AN204  | 69   | MM-TCI41 | 68   | MT-LOC10  | 40   |
| MM-BLA10  | 89   | MM-TCI57 | 68   | MT-LOC10  | 56   |
| MM-BLU10  | 88   | MM-TIT10 | 89   | MT-LOC10  | 88   |

| № в кат. | Стр. |
|----------|------|
| MT-LOC11 | 89   |
| MT-LRH20 | 51   |
| MT-MFXGS | 37   |
| MT-MSD20 | 25   |
| MT-MSD20 | 38   |
| MT-MSD20 | 56   |
| MT-MUML2 | 39   |
| MT-MUML2 | 55   |
| MT-MUML2 | 73   |
| MT-MUMS2 | 39   |
| MT-MUMS2 | 73   |
| MT-MURL2 | 39   |
| MT-MURL2 | 54   |
| MT-MURL2 | 73   |
| MT-MURS2 | 39   |
| MT-MURS2 | 73   |
| MT-NB225 | 38   |
| MT-NB225 | 93   |
| MT-PD440 | 28   |
| MT-PD440 | 41   |
| MT-PDM24 | 28   |
| MT-PDM24 | 41   |
| MT-PP240 | 37   |
| MT-RA480 | 37   |
| MT-RA480 | 39   |
| MT-RA480 | 103  |
| MT-RB225 | 38   |
| MT-RB225 | 55   |
| MT-RB225 | 93   |
| MT-RDE30 | 36   |
| MT-RDE30 | 38   |
| MT-RDL30 | 36   |
| MT-RDL30 | 38   |
| MT-RDL30 | 45   |
| MT-RDL30 | 54   |
| MT-RDL30 | 91   |
| MT-RDL30 | 102  |
| MT-RDM30 | 36   |
| MT-RDM30 | 39   |
| MT-RDS30 | 36   |
| MT-RDS30 | 39   |
| MT-RDS30 | 45   |
| MT-RDS30 | 54   |
| MT-RDS30 | 91   |
| MT-RE160 | 37   |
| MT-RE160 | 39   |
| MT-RE160 | 44   |
| MT-RE160 | 55   |
| MT-RE172 | 37   |
| MT-RE172 | 39   |
| MT-RE172 | 44   |
| MT-RE172 | 55   |
| MT-RI030 | 37   |
| MT-RI030 | 51   |
| MT-RI030 | 103  |

| № в кат.  | Стр. |
|-----------|------|
| MT-RI040  | 40   |
| MT-RI040  | 56   |
| MT-RSD19  | 40   |
| MT-RSD19  | 55   |
| MT-RSD19  | 89   |
| MT-RSD24  | 40   |
| MT-RSD24  | 55   |
| MT-RSD24  | 89   |
| MT-RT070  | 37   |
| MT-RT070  | 45   |
| MT-SCD20  | 25   |
| MT-SM005  | 37   |
| MT-SM005  | 38   |
| MT-SM005  | 54   |
| MT-SMD10  | 28   |
| MT-SMD10  | 41   |
| MT-SMD10  | 51   |
| MT-SRA10  | 37   |
| MT-SRH20  | 51   |
| MT-TDO01  | 25   |
| MT-TP500  | 37   |
| MT-TSD10  | 40   |
| MT-UN002  | 55   |
| MT-US002  | 55   |
| MT-UW002  | 55   |
| MU-BGC48  | 72   |
| MU-CC480  | 72   |
| MU-CP048  | 72   |
| MU-G0220  | 72   |
| MU-H4480  | 72   |
| MU-I0480  | 72   |
| MU-IT480  | 73   |
| MU-MAN10  | 73   |
| MU-MAN10  | 79   |
| MU-MG480  | 73   |
| MU-RSM48  | 72   |
| MU-S0220  | 72   |
| MU-SP102  | 73   |
| MU-SP102  | 78   |
| MU-TO480  | 73   |
| MWH-2STUB | 59   |
| MWH-CAL02 | 59   |
| MWH-M7559 | 59   |
| MWH-MMOTR | 59   |
| MWH-SE225 | 59   |
| MWH-SE226 | 59   |
| MWH-SE236 | 59   |
| MWH-SE237 | 59   |




|          |    |
|----------|----|
| OE-IC001 | 91 |
| OE-IC002 | 91 |
| OE-RCB01 | 91 |
| OE-RCP01 | 91 |
| OE-RCV01 | 91 |
| OE-RCW01 | 91 |
| OE-RCY01 | 91 |
| OE-RSM60 | 91 |



|           |    |
|-----------|----|
| V3-08390  | 9  |
| V3-08430  | 11 |
| V3-08500  | 13 |
| V3-10330  | 7  |
| V3-10390  | 9  |
| V3-10430  | 11 |
| V3-10500  | 13 |
| V3-11330  | 7  |
| V3-11390  | 9  |
| V3-11430  | 11 |
| V3-11500  | 13 |
| V3-13330  | 7  |
| V3-13390  | 9  |
| V3-13430  | 11 |
| V3-13500  | 13 |
| V3-16330  | 7  |
| V3-16390  | 9  |
| V3-16430  | 11 |
| V3-16500  | 13 |
| V3B-08390 | 23 |
| V3B-08430 | 23 |
| V3B-08500 | 23 |
| V3B-10330 | 23 |
| V3B-10390 | 23 |
| V3B-10430 | 23 |
| V3B-10500 | 23 |
| V3B-11330 | 23 |
| V3B-11390 | 23 |
| V3B-11430 | 23 |
| V3B-11500 | 23 |




| № в кат.  | Стр. | № в кат. | Стр. |
|-----------|------|----------|------|
| V3B-13330 | 23   | VN-IO405 | 62   |
| V3B-13390 | 23   | VN-LEZ15 | 75   |
| V3B-13430 | 23   | VN-MAB10 | 80   |
| V3B-13500 | 23   | VN-MAN10 | 79   |
| V3B-16330 | 23   | VN-MC101 | 83   |
| V3B-16390 | 23   | VN-MC103 | 83   |
| V3B-16430 | 23   | VN-P4140 | 85   |
| V3B-16500 | 23   | VN-P4240 | 85   |
| VG-GMN10  | 101  | VN-P4340 | 85   |
| VG-GRN01  | 101  | VN-P4440 | 86   |
| VG-GRN10  | 102  | VN-P6140 | 86   |
| VG-GRS10  | 102  | VN-P6240 | 86   |
| VG-NMN10  | 106  | VN-P6340 | 86   |
| VG-NRN01  | 106  | VN-P6440 | 86   |
| VG-NRN10  | 106  | VN-PF340 | 63   |
| VG-NRS10  | 106  | VN-RSM10 | 63   |
| VK-CPK61  | 85   | VN-SP102 | 78   |
| VK-CPK62  | 85   | VN-TB001 | 76   |
| VK-CPK63  | 85   | VN-TB015 | 76   |
| VK-CPK64  | 85   | VN-TB030 | 76   |
| VK-CPK81  | 85   | VN-TCI23 | 65   |
| VK-CPK82  | 85   | VN-TCI33 | 65   |
| VK-CPK83  | 85   | VN-TPA10 | 65   |
| VK-CPK84  | 85   | VN-TPH50 | 65   |
| VK-NPK41  | 84   | VS-AT001 | 81   |
| VK-NPK42  | 84   | VS-AT002 | 81   |
| VK-NPK43  | 84   | VS-AT003 | 81   |
| VK-NPK44  | 85   | VS-AT152 | 82   |
| VK-NPK61  | 85   | VS-AT153 | 82   |
| VK-NPK62  | 85   | VS-AT252 | 82   |
| VK-NPK63  | 85   | VS-AT253 | 82   |
| VK-NPK64  | 85   | VS-MC101 | 83   |
| VN-AGT12  | 80   | VS-MC103 | 83   |
| VN-AT001  | 81   | VS-P6155 | 86   |
| VN-AT002  | 81   | VS-P6255 | 86   |
| VN-AT003  | 81   | VS-P6355 | 86   |
| VN-AT101  | 81   | VS-P6455 | 86   |
| VN-AT102  | 81   | VS-P8155 | 86   |
| VN-AT103  | 82   | VS-P8255 | 86   |
| VN-AT201  | 82   | VS-P8355 | 86   |
| VN-AT202  | 82   | VS-P8455 | 86   |
| VN-AT203  | 82   | VS-TC013 | 64   |
| VN-EZB15  | 75   | VS-TC023 | 64   |
| VN-GPC10  | 74   | VS-TC033 | 65   |
| VN-IB091  | 80   | VS-TCI23 | 65   |
| VN-IB121  | 80   | VS-TCI33 | 65   |
| VN-IC400  | 63   |          |      |
| VN-IC401  | 62   |          |      |
| VN-IC405  | 63   |          |      |
| VN-IN060  | 76   |          |      |
| VN-IN160  | 77   |          |      |
| VN-IN360  | 77   |          |      |
| VN-IO331  | 62   |          |      |
| VN-IO335  | 62   |          |      |
| VN-IO401  | 62   |          |      |




A series of horizontal lines for writing notes, alternating between white and light gray background bands.





A series of horizontal lines for writing notes, alternating between white and light gray background bands.

IT'S SIMPLE WHEN  
YOU HAVE ALL THE  
OPTIONS



**MIS** | **C1**

Узнать больше о MIS Implants. Посетите наш сайт: [www.mis-implants.com](http://www.mis-implants.com)

